

PROTHETIK

Obere Extremitäten

3. Auflage

We innovate
to mobilize

KONTAKT

Katalog Prothetik OE Stand: 01/2024


ORTHO-REHA Neuhof GmbH
Gundelfinger Straße 6
90451 Nürnberg

Tel: +49 911 64 339-10

Fax: +49 911 64 922-53

E-Mail: info@ortho-reha-neuhof.de

SYSTEMATIK UNSERER ARTIKELNUMMERN



INHALTSVERZEICHNIS

KOSMETIKHANDSCHUHE

Info Kosmetikhandschuhe

Farbchart Newlife Standard.....	8
Farbchart Newlife Microcoating.....	8
Farbchart Realskin.....	8

Kosmetikhandschuhe Damen

Maßtabelle Damen.....	9
Newlife Kosmetikhandschuh Damen.....	10 - 18

Kosmetikhandschuhe Herren

Maßtabelle Herren.....	19
Newlife Kosmetikhandschuh Herren.....	20 - 31

Kosmetikhandschuhe Kinder

Maßtabelle Kinder.....	32
Newlife Kosmetikhandschuh Kinder.....	33 - 38

Krabbelhände

Newlife Krabbelhand.....	39
--------------------------	----

Silikon-Myo-Kosmetikhandschuhe Damen

Newlife Myo-Kosmetikhandschuh Damen.....	40
--	----

Silikon-Myo-Kosmetikhandschuhe Herren

Newlife Myo-Kosmetikhandschuh Herren.....	41
---	----

PVC-Myo-Kosmetikhandschuhe

Realskin Myo-Kosmetikhandschuh.....	42
-------------------------------------	----

PASSIVE ARMPROTHESEN

Passive Finger

Point Digit II Prothesenfinger.....	44
Point Partial.....	45
Point Thumb.....	46
Point Pivot+.....	47
Point Endo.....	48

Wasserfeste Sporthände

Kahuna Hand.....	49
Free Style Swim Paddle.....	49
CAPP Delrin Handgelenk.....	49

Hände für Sport und Alltag

Multi-D Hand.....	50
Iron Trainer Prothesenhand.....	50
Bikehand Pivot.....	51
Mountainbike Master.....	51
Criterion Pivot Short.....	52
Criterion Plus.....	52
Hammerhead Pivot.....	53
Helix Hand.....	53
Raptor Sky Hook.....	54
Jaws Arbeitsgreifer.....	54

Passive Handgelenke

WE Handgelenk.....	55
Omega Handgelenk.....	55
Handgelenk mit Schnellverschluss.....	56

Passive Ellenbogen für Sport und Alltag

Bike Ellenbogengelenk.....	57
----------------------------	----

Passive Ellenbogen

EndoArm Ellenbogen.....	58
Ellenbogenschienen für Langstümpfe.....	59

MYOELEKTRISCHE UNTERARMPROTHESEN

Myo-Hände

ProHand.....	63
ProHand mit integriertem Drehmotor.....	65
ProHand Transcarpal.....	66

Myo-Arbeitsgreifer

Arbeitsgreifer ETD 1.....	67
Arbeitsgreifer ETD 2.....	68

Myo-Handgelenke

Kupplungseinsatz.....	69
MC ProWrist Drehmotor.....	70

Myo-Akkus

Internes Akku-Set.....	71
FlexCell Akku-Set.....	72

Myo-Elektroden

Triad Elektrodensystem.....	73
-----------------------------	----

Griffmustererkennung

COAPT Gen2 Griffmustererkennung.....	74
--------------------------------------	----

MYOELEKTRISCHE OBERARMPROTHESEN

Myo-Hände für Utah Arme

MC Hand.....	79
--------------	----

Myo-Arbeitsgreifer für Utah Arme

Arbeitsgreifer ETD 1 OA.....	81
Arbeitsgreifer ETD 2.....	82

Myo-Handgelenke für Utah Arme

MC Standard Drehmotor.....	83
----------------------------	----

Utah Ellenbogengelenke

Utah Arm Hybrid.....	84
Utah Arm 3.....	86
Utah Arm 3+.....	89

Griffmustererkennung

COAPT OA Gen2 Griffmustererkennung.....	92
---	----

Seilzugprothesen

Hände für Seilzugprothesen

Jaws Arbeitsgreifer.....	96
--------------------------	----

Bauteile für Seilzugprothesen

Binary Swifel.....	97
Triple Swifel.....	97
Kugelaufnahme für 7,1 mm Kugel.....	97
Adapter Binary / Triple Swifel zu Greifer.....	97

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges

Python Kabel	98
Kabelhülle für Python Kabel	98
Teflonhülle für Python Kabel	98
Endhülse für Kabelhülle	98
Befestigung für Kabelhülle	98
Basisplatte für Kabelbefestigung	99
Gurtschleife für Python Kabel	99
ELF Strap Führung	99
Werkzeug zum Verpressen	99

SONSTIGES

Liner

Silikon-Maßliner	102
------------------------	-----

Messgeräte

Myolab II	103
-----------------	-----

WISSENSWERTES

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges

SCHMUCKPROTHESEN

Die einfachste Form der prothetischen Versorgung ist die Schmuckprothese. Ihr Zweck ist es, das fehlende Körperteil so zu ersetzen, dass das Fehlen nicht augenfällig wird. Ein möglichst realistisches Erscheinungsbild ist für viele Prothesenträger ein sehr wichtiges Beurteilungskriterium für ihre Armprothese. Aus diesem Grund bietet Ihnen die ORTHO-REHA Neuhof GmbH eine große Auswahl von Kosmetikhandschuhen an.

PASSIVE ARMPROTHESEN

Passive Armprothesen erfüllen in der Regel eine ganz spezielle Funktionalität. So gibt es zum Beispiel Prothesenhände für sportliche Aktivitäten oder auch für tägliche Arbeiten. Passive Armprothesen sind sehr robust und optimal für die entsprechende Aufgabe geeignet. Das optische Erscheinungsbild spielt bei diesen Prothesen eine untergeordnete Rolle.

MYOELEKTRISCHE PROTHESEN

Myoelektrische Armprothesen gehören zu den funktionellen Prothesen. Durch das Anspannen der vorhandenen Restmuskulatur im Stumpf werden elektrische Signale an Elektroden auf der Hautoberfläche weitergeleitet und darüber die Funktionen der elektrischen Armprothese gesteuert. Moderne myoelektrische Prothesen ermöglichen dem Benutzer eine proportionale Steuerung der Prothese, die ein sehr feinfühliges aber, wenn notwendig, auch ein kraftvolles Zugreifen ermöglicht. In vielen Situationen sind myoelektrische Prothesen unschätzbare Helfer.



KOSMETIK- HANDSCHUHE

INFO KOSMETIKHANDSCHUHE

Seite 8

KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

Seite 9 - 18

KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN

Seite 19 - 31

KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER

Seite 32 - 38

KRABELHÄNDE

Seite 39

SILIKON-MYO-KOSMETIK- HANDSCHUHE DAMEN

Seite 40

SILIKON-MYO-KOSMETIK- HANDSCHUHE HERREN

Seite 41

PVC-MYO-KOSMETIK- HANDSCHUHE

Seite 42

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

INFO KOSMETIKHANDSCHUHE

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges

INFORMATIONEN ZUM NEWLIFE SILIKON-KOSMETIKHANDSCHUH

Alle Newlife Kosmetikhandschuhe haben sehr lebenschte und fein ausgearbeitete Hautstrukturen sowie eine sehr natürliche Farbgebung. Sie bestehen aus einem ca. 1 - 2 mm starken Silikon, welches durch eine Gewebeeinlage zusätzlich verstärkt wird.

Die Fingernägel sind ebenfalls aus Silikon gearbeitet.

Unsere Newlife Silikon-Kosmetikhandschuhe gibt es pro Modell in zwei verschiedenen Ausführungen und jeweils mit normaler oder langer Stulpe:



NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH

Produktinfos:

- Silikon-Kosmetikhandschuh ohne integrierte Innenhand
- Geeignet zur Verwendung mit einer vorhandenen Innenhand



NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH MIT INNENHAND

Produktinfos:

- Die Innenhand ist direkt in den Handschuh eingearbeitet. Dadurch ergibt sich eine optimale Passform
- Die Finger der Innenhand sind mit Draht verstärkt und können angeformt werden
- Die Innenhand hat ein integriertes M12 x 1,5 Innengewinde zur Befestigung der Hand am Schaft
- Inklusive notwendigem Handgelenkseinsatz mit Außengewinde zur Schaftbefestigung. Keine zusätzliche Handgelenksbefestigung notwendig



NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH MIT FLEX-INNENHAND

Produktinfos:

- Die Flex-Innenhand ist direkt in den Handschuh eingearbeitet. Dadurch ergibt sich eine optimale Passform
- Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
- Die Flex-Innenhand hat ein integriertes M12 x 1,5 Innengewinde zur Befestigung der Hand am Schaft
- Inklusive notwendigem Handgelenkseinsatz mit Außengewinde zur Schaftbefestigung. Keine zusätzliche Handgelenksbefestigung notwendig



FARBCHART NEWLIFE STANDARD

Produktinfo:

Zur Bestimmung der Farbe von Newlife Kosmetikhandschuhen

Lieferumfang:

1 Farbchart Newlife Standard

Artikelnummer:

501Z09



FARBCHART NEWLIFE MICROCOATING

Produktinfo:


Zur Bestimmung der Farbe von Newlife Kosmetikhandschuhen mit Microcoating

Lieferumfang:

1 Farbchart Newlife Microcoating

Artikelnummer:

501Z09C



Microcoating ist eine spezielle Behandlung des Silikonmaterials, welche die Oberflächenhaftung deutlich verringert. Dadurch bleibt der Handschuh nicht mehr so stark an der Kleidung hängen. Beachten Sie, dass durch das Microcoating die Schmutzunempfindlichkeit des Silikons etwas herabgesetzt wird. Das Microcoating muss zusammen mit dem Handschuh bestellt werden. Ein nachträgliches Aufbringen des Microcoatings ist nicht möglich!



FARBCHART REALSKIN

Produktinfo:

Zur Bestimmung der Farbe von Realskin PVC-Kosmetikhandschuhen

Lieferumfang:

1 Farbchart Realskin


Artikelnummer:

501Z18

MASSE DER NEWLIFE SILIKON-KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der einzelnen Maße für den Newlife Silikon-Kosmetikhandschuh für Damen. Diese Übersicht hilft Ihnen, schnell die richtige Handschuhgröße für Ihre Patientin zu finden. Zur Festlegung der richtigen Größe benötigen Sie die folgenden Maße:

- Handgelenksumfang (A)
- Mittelhandumfang (B)
- Mittelfingerlänge (C)



Die obenstehende Zeichnung zeigt Ihnen, wo Sie diese Maße messen müssen. Das Maß Handgelenksumfang (A) benötigen Sie nur zur Feinauswahl, falls Sie zwischen verschiedenen Handschuhgrößen schwanken.


Größe	Mittelhandumfang (B)	Mittelfingerlänge (C)	Handgelenksumfang (A)	Katalogseite
S1	17,5 cm	6,6 cm	14,7 cm	8
S	18,3 cm	6,1 cm	16,2 cm	9
MS	19,1 cm	7,0 cm	16,8 cm	10
M	18,7 cm	6,8 cm	17,1 cm	11
LM	19,4 cm	6,7 cm	16,5 cm	12
L1	20,1 cm	7,2 cm	16,7 cm	13
L2	20,3 cm	6,8 cm	17,9 cm	14
L	20,6 cm	6,7 cm	17,9 cm	15
XL	22,3 cm	7,5 cm	19,9 cm	16



Wenn Sie die Seitenzahl entsprechend Ihren Abmessungen gefunden haben, ist es empfehlenswert, sich auch jeweils eine Größe darüber und darunter anzusehen, da die optischen Charakteristika der benachbarten Größen für Ihre Patientin eventuell besser passen.

KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE S1

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer zierlichen Damenhand

Länge: 33 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 14,7 cm
 - Umfang B: 17,5 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,6 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand


501B09 = **S1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = **S1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = **S1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501B45 = **S1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501B63 = **S1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501B64 = **S1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

Kosmetik-
handschuhe


Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE S

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer kleinen Damenhand mit leicht ausgeprägter Hautstruktur

Länge: 31 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 16,2 cm
 - Umfang B: 18,3 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,1 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501B09 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN



LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501B45 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe


501B63 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501B64 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE MS

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer Damenhand mit wenig Hautstruktur und kurzen Fingernägeln

Länge: 33 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 16,8 cm
 - Umfang B: 19,1 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,0 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkeseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501B09 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501B45 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501B63 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501B64 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

Kosmetik-
handschuhe


Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE M

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer schmalen Damenhand mit weiblichen Fingernägeln

Länge: 31 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 17,1 cm
 - Umfang B: 18,7 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,8 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

- Lieferumfang:**
- 1 Newlife Kosmetikhandschuh
 - Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
 - 1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
 - 1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501B09 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501B45 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501B63 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501B64 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE LM

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer Damenhand mit relativ langen Fingern und kurzen Nägeln

Länge: 31 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 16,5 cm
 - Umfang B: 19,4 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,7 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501B09 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501B45 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe


501B63 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501B64 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE L1

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer etwas größeren Damenhand mit kurzen Fingernägeln

Länge: 32 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 16,7 cm
 - Umfang B: 20,1 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,2 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501B09 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501B45 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501B63 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501B64 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE L2

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer breiteren Damenhand mit wenig ausgeprägter Hautstruktur und etwas längeren Fingernägeln

Länge: 33 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 17,9 cm
 - Umfang B: 20,3 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,8 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

- Lieferumfang:**
- 1 Newlife Kosmetikhandschuh
 - Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
 - 1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
 - 1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501B09 = L2
 Microcoating Seite Farbe
Optional C *L oder R* *z. B. 1*

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = L2
 Microcoating Seite Farbe
Optional C *L oder R* *z. B. 1*

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = L2
 Microcoating Seite Farbe
Optional C *L oder R* *z. B. 1*



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE



Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501B45 = L2
 Microcoating Seite Farbe
Optional C *L oder R* *z. B. 1*


Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501B63 = L2
 Microcoating Seite Farbe
Optional C *L oder R* *z. B. 1*

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501B64 = L2
 Microcoating Seite Farbe
Optional C *L oder R* *z. B. 1*

KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE L

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert
- Charakteristik:** Entspricht einer großen Damenhand mit ausgeprägter Hautstruktur und weiblichen Fingernägeln
- Länge:** 31 cm
- Abmessungen:**
- Umfang A: 17,9 cm
 - Umfang B: 20,6 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,7 cm
- Microcoating:** Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)
- Lieferumfang:** 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy
- Artikelnummern:** Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501B09 = L
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = L
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = L
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE



- Länge:** 50 cm
- Artikelnummern:** Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe
- 501B45** = L
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1
- Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe
- 501B63** = L
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1
- Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe
- 501B64** = L
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen


Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN GRÖSSE XL

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer kräftigen Damenhand mit kurzen Fingernägeln und mittlerer Hautstruktur

Länge: 34 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 19,9 cm
 - Umfang B: 22,3 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,5 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein "C" einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501B09 = XL
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501B27 = XL
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501B28 = XL
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501B45 = XL
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501B63 = XL
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe


501B64 = XL
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



MASSE DER NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der einzelnen Maße für den Newlife Silikon-Kosmetikhandschuh für Herren. Diese Übersicht hilft Ihnen schnell die richtige Handschuhgröße für Ihren Patienten zu finden. Zur Festlegung der richtigen Größe benötigen Sie die folgenden Maße:

- Handgelenksumfang (A)
- Mittelhandumfang (B)
- Mittelfingerlänge (C)



Die obenstehende Zeichnung zeigt Ihnen, wo Sie diese Maße messen müssen. Das Maß Handgelenksumfang (A) benötigen Sie nur zur Feinauswahl, falls Sie zwischen verschiedenen Handschuhgrößen schwanken.


Größe	Mittelhandumfang (B)	Mittelfingerlänge (C)	Handgelenksumfang (A)	Katalogseite
S	19,2 cm	7,0 cm	16,8 cm	18
MS	19,4 cm	6,8 cm	16,5 cm	19
M4	20,8 cm	6,9 cm	17,6 cm	20
M3	20,9 cm	7,0 cm	17,0 cm	21
M2	20,1 cm	7,2 cm	16,8 cm	22
M1	21,0 cm	6,7 cm	18,3 cm	23
M	21,2 cm	6,9 cm	18,7 cm	24
LM	22,0 cm	7,5 cm	19,4 cm	25
L1	22,0 cm	6,5 cm	19,3 cm	26
L	23,7 cm	7,5 cm	20,6 cm	27
XL	24,1 cm	7,5 cm	20,6 cm	28
XL1	23,2 cm	7,5 cm	20,0 cm	29



Wenn Sie die Seitenzahl entsprechend Ihren Abmessungen gefunden haben, ist es empfehlenswert, sich auch jeweils eine Größe darüber und darunter anzusehen, da die optischen Charakteristika der benachbarten Größen für Ihren Patienten eventuell besser passen.

KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE S

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer kleinen Herrenhand

Länge: 33 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 16,8 cm
 - Umfang B: 19,2 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,0 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe


501D63 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = S
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE MS

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer schmalen Herrenhand mit mittelmäßig ausgeprägten Hautstrukturen

Länge: 31 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 16,5 cm
 - Umfang B: 19,4 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,8 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501D63 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = MS
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE M4

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer mittelgroßen, jung wirkenden Herrenhand

Länge: 35 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 17,6 cm
 - Umfang B: 20,8 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,9 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = **M4**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = **M4**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = **M4**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = **M4**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe


501D63 = **M4**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = **M4**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE M3

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer mittelgroßen Herrenhand mit schlanken, etwas längeren Fingern und ausgeprägten Hautstrukturen

Länge: 36 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 17,0 cm
 - Umfang B: 20,9 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,0 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

- Lieferumfang:** 1 Newlife Kosmetikhandschuh
 Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
 1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
 1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = **M3**
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = **M3**
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = **M3**
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE



Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = **M3**
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe


501D63 = **M3**
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = **M3**
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE M2

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer Herrenhand mit wenig markanten Strukturen

Länge: 32 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 16,8 cm
 - Umfang B: 20,1 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,2 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = **M2**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = **M2**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = **M2**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = **M2**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe


501D63 = **M2**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = **M2**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE M1

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer markanten Herrenhand mit kräftigen Fingern

Länge: 33 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 18,3 cm
 - Umfang B: 21,0 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,7 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = M1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = M1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = M1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = M1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501D63 = M1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = M1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE M

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer normalen Herrenhand mit kräftigen Fingern

Länge: 36 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 18,7 cm
 - Umfang B: 21,2 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,9 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkeinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = M
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = M
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = M
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE



Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = M
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501D63 = M
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = M
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE LM

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer kräftigen Herrenhand mit kaum ausgeprägten Strukturen

Länge: 34 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 19,4 cm
 - Umfang B: 22,0 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,5 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501D63 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = LM
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE L1

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer normalen Herrenhand mit breiter Handfläche

Länge: 36 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 19,3 cm
 - Umfang B: 22,0 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,5 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE



Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501D63 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = L1
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE L

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer relativ großen Herrenhand mit schlanken Fingern

Länge: 34 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 20,6 cm
 - Umfang B: 23,7 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,5 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

- Lieferumfang:**
- 1 Newlife Kosmetikhandschuh
 - Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
 - 1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
 - 1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501D63 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE XL

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer kräftigen Herrenhand mit ausgeprägten Hautstrukturen

Länge: 34 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 20,6 cm
 - Umfang B: 24,1 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,5 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand


501D09 = **XL**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = **XL**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = **XL**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = **XL**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe


501D63 = **XL**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = **XL**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN



Abmessungen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH HERREN GRÖSSE XL1

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebens echter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand. Die Standard-Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger. Die Finger der Flex-Innenhand verfügen über passiv positionierbare Fingergelenke
 - Innenhände werden mit einem M12x1,5 Innengewinde geliefert

Charakteristik: Entspricht einer großen, kräftigen Herrenhand mit mittelmäßig ausgeprägten Hautstrukturen

Länge: 42 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 20,0 cm
 - Umfang B: 23,2 cm
 - Länge Mittelfinger C: 7,5 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang: 1 Newlife Kosmetikhandschuh
Zusätzlich bei Handschuhen mit Innenhand:
1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde
1 Dummy

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501D09 = **XL1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501D27 = **XL1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand

501D28 = **XL1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Informationen zu den verschiedenen Handschuh-Optionen und den passenden Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN



LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501D45 = **XL1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501D63 = **XL1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Flex-Innenhand, mit langer Stulpe

501D64 = **XL1**
Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen


Selbstzug-
prothesen

Sonstiges

MASSE DER NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der einzelnen Maße für den Newlife Silikon-Kosmetikhandschuh für Kinder. Diese Übersicht hilft Ihnen schnell die richtige Handschuhgröße für Ihre Patientin / Ihren Patienten zu finden. Zur Festlegung der richtigen Größe benötigen Sie die folgenden Maße:

- Handgelenksumfang (A)
- Mittelhandumfang (B)
- Mittelfingerlänge (C)




Die obenstehende Zeichnung zeigt Ihnen, wo Sie diese Maße messen müssen. Das Maß Handgelenksumfang (A) benötigen Sie nur zur Feinauswahl, falls Sie zwischen verschiedenen Handschuhgrößen schwanken.

Größe	Mittelhandumfang (B)	Mittelfingerlänge (C)	Handgelenksumfang (A)	Katalogseite
XS	12,7 cm	4,4 cm	11,7 cm	32
S	14,2 cm	4,9 cm	12,1 cm	33
MS	17,0 cm	6,4 cm	14,5 cm	34
M	17,5 cm	6,6 cm	14,7 cm	35
L	18,4 cm	6,5 cm	16,4 cm	36
XL	19,1 cm	7,0 cm	16,8 cm	37




Wenn Sie die Seitenzahl entsprechend Ihren Abmessungen gefunden haben, ist es empfehlenswert, sich auch jeweils eine Größe darüber und darunter anzusehen, da die optischen Charakteristika der benachbarten Größen für Ihre Patientin / Ihren Patienten eventuell besser passen.

KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER



Abmessungen



Optionen

REGAL

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH KINDER GRÖSSE XS

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand, optionale Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger und ein M12 x 1,5 Innengewinde

Charakteristik: Entspricht einer Hand für Kinder im Alter von 2 - 4 Jahren

Länge: 22 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 11,7 cm
 - Umfang B: 12,7 cm
 - Länge Mittelfinger C: 4,4 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang:

- 1 Newlife Kosmetikhandschuh
- 1 Handgelenkeinsatz mit Außengewinde (Option 2)
- 1 Dummy (Option 2)

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501K09 = XS
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501K27 = XS
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



Entsprechende Farbcharts auf Seite 8.

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 40 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501K45 = XS
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501K63 = XS
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1




KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen



Optionen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH KINDER GRÖSSE S

Produktinfos:

- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung
- Erhältlich mit oder ohne Innenhand, optionale Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger und ein M12 x 1,5 Innengewinde

Charakteristik: Entspricht einer kleinen Kinderhand im Alter von 5 - 7 Jahren

Länge: 27 cm

Abmessungen:

- Umfang A: 12,1 cm
- Umfang B: 14,2 cm
- Länge Mittelfinger C: 4,9 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang:

- 1 Newlife Kosmetikhandschuh
- 1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde (Option 2)
- 1 Dummy (Option 2)

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501K09 = S
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501K27 = S
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



Entsprechende Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 46 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe


501K45 = S
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe


501K63 = S
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER



Abmessungen



Optionen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH KINDER GRÖSSE MS

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand, optionale Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger und ein M12 x 1,5 Innengewinde

Charakteristik: Entspricht einer Hand für Kinder im Alter von 8 - 10 Jahren

Länge: 36 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 14,5 cm
 - Umfang B: 17,0 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,4 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang:

- 1 Newlife Kosmetikhandschuh
- 1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde (Option 2)
- 1 Dummy (Option 2)

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501K09 = MS
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501K27 = MS
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



Entsprechende Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501K45 = MS
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501K63 = MS
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1




KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen



Optionen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH KINDER GRÖSSE M

- Produktinfos:**
- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung
 - Erhältlich mit oder ohne Innenhand, optionale Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger und ein M12 x 1,5 Innengewinde

Charakteristik: Entspricht einer Hand für Kinder im Alter von 8 - 11 Jahren

Länge: 33 cm

- Abmessungen:**
- Umfang A: 14,7 cm
 - Umfang B: 17,5 cm
 - Länge Mittelfinger C: 6,6 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang:
 1 Newlife Kosmetikhandschuh
 1 Handgelenkeinsatz mit Außengewinde (Option 2)
 1 Dummy (Option 2)

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501K09 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501K27 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



Entsprechende Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501K45 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501K63 = M
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER

Kosmetik-
handschuhe


Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen


Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges



Abmessungen



Optionen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH KINDER GRÖSSE L

Produktinfos:

- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung
- Erhältlich mit oder ohne Innenhand, optionale Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger und ein M12 x 1,5 Innengewinde

Charakteristik: Entspricht einer jugendlichen Hand für Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren

Länge: 33 cm

Abmessungen:

- Umfang A: 16,4 cm
- Umfang B: 18,4 cm
- Länge Mittelfinger C: 6,5 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang:

- 1 Newlife Kosmetikhandschuh
- 1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde (Option 2)
- 1 Dummy (Option 2)

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501K09 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501K27 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1



Entsprechende Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 50 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501K45 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1


Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501K63 = L
 Microcoating Seite Farbe
 Optional C L oder R z. B. 1




KOSMETIKHANDSCHUHE KINDER

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



Abmessungen



1 2
Optionen

NEWLIFE KOSMETIKHANDSCHUH KINDER GRÖSSE XL

Produktinfos:

- Silikon-Kosmetikhandschuh mit sehr fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung
- Erhältlich mit oder ohne Innenhand, optionale Innenhand hat mit Draht verstärkte Finger und ein M12 x 1,5 Innengewinde

Charakteristik: Entspricht einer jugendlichen Hand für Teenager im Alter zwischen 12 und 14 Jahren

Länge: 33 cm

Abmessungen:

- Umfang A: 16,8 cm
- Umfang B: 19,1 cm
- Länge Mittelfinger C: 7,0 cm

Microcoating: Optionale Spezialbeschichtung für eine höhere Gleitfähigkeit der Silikonoberfläche (Falls Sie ein Microcoating wünschen, bitte in die Artikelnummer ein „C“ einfügen. Handschuhe mit Microcoating sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

Lieferumfang:

- 1 Newlife Kosmetikhandschuh
- 1 Handgelenkseinsatz mit Außengewinde (Option 2)
- 1 Dummy (Option 2)

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand

501K09 = XL

Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand

501K27 = XL

Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1



Entsprechende Farbcharts auf Seite 8.

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE

Länge: 48 cm

Artikelnummern: Newlife Kosmetikhandschuh ohne Innenhand, mit langer Stulpe

501K45 = XL


Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1

Newlife Kosmetikhandschuh mit Innenhand, mit langer Stulpe

501K63 = XL

Microcoating Seite Farbe
Optional C L oder R z. B. 1





Abmessungen

NEWLIFE KRABELHAND

Produktinfos:

- Mit integrierter Silikon-Innenhand mit M12 x 1,5 Innengewinde
- Ermöglicht Kleinkindern das Krabbeln am Boden und erste beidhändige Aktivitäten
- Geschlossene Kinderfaust. Die Finger können nicht geöffnet werden

Größen:

GRÖSSE	UMFANG A	UMFANG B	LÄNGE
S	9,3 cm	13,2 cm	12 cm
M	10,3 cm	14,3 cm	13 cm
L	10,9 cm	15,5 cm	14 cm

Lieferumfang:

1 Newlife Krabbelhand

Artikelnummer:

501J18 =

Größe
z. B. S

Seite
L oder R

Farbe
z. B. 1



Verwenden Sie zur Bestimmung der Farbe den Farbchart 501Z09 (Seite 8).

REGAL

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

SILIKON-MYO-KOSMETIKHANDSCHUHE DAMEN

- Kosmetik-
handschuhe
- Passive
Armprothesen
- Myoelektrische
Unterarm-
prothesen
- Myoelektrische
Oberarm-
prothesen
- Selbstzug-
prothesen
- Sonstiges



NEWLIFE MYO-KOSMETIKHANDSCHUH DAMEN

Produktinfo: Silikon-Kosmetikhandschuh mit fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung

Charakteristik: Entspricht einer Damenhand mit wenig Hautstruktur und weiblichen Fingernägeln

Größen:

GRÖSSE	PASSEND FÜR	LÄNGE
01	7¼	22 cm
02	7¾	23 cm

Lieferumfang: 1 Newlife Myo-Kosmetikhandschuh

Artikelnummer: 507B09 =
 Größe Seite Farbe
 z. B. 01 L oder R z. B. 1



Verwenden Sie zur Bestimmung der Farbe den Farbchart 501Z09 (Seite 8).

REGAL

BESTELLOPTIONEN

LANGE STULPE



Größen:

GRÖSSE	PASSEND FÜR	LÄNGE
01	7¼	48 cm
02	7¾	51,5 cm

Lieferumfang: 1 Newlife Myo-Kosmetikhandschuh mit langer Stulpe

Artikelnummer: 507B18 =
 Größe Seite Farbe
 z. B. 01 L oder R z. B. 1

SILIKON-MYO-KOSMETIKHANDSCHUHE HERREN



NEWLIFE MYO-KOSMETIKHANDSCHUH HERREN

Produktinfo: Silikon-Kosmetikhandschuh mit fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung

Charakteristik: Entspricht einer Herrenhand mit schlanken Fingern

Größen:	GRÖSSE	PASSEND FÜR	LÄNGE
	01	7¼	23 cm
	02	7¾	22 cm
	03	8¼	35 cm

Lieferumfang: 1 Newlife Myo-Kosmetikhandschuh

Artikelnummer: 507D09 =
 Größe Seite Farbe
 z. B. 01 L oder R z. B. 1

i

Verwenden Sie zur Bestimmung der Farbe den Farbchart 501Z09 (Seite 8).

REGAL

BESTELLOPTIONEN



LANGE STULPE

Größen:	GRÖSSE	PASSEND FÜR	LÄNGE
	01	7¼	54 cm
	02	7¾	54 cm
	03	8¼	56 cm

Lieferumfang: 1 Newlife Myo-Kosmetikhandschuh mit langer Stulpe

507D18 =
 Größe Seite Farbe
 z. B. 01 L oder R z. B. 1

- Kosmetikhandschuhe
- Passive Armprothesen
- Myoelektrische Unterarmprothesen
- Myoelektrische Oberarmprothesen
- Seilzugprothesen
- Sonstiges

PVC-MYO-KOSMETIKHANDSCHUHE

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



REALSKIN MYO-KOSMETIKHANDSCHUH

Produktinfo: PVC-Kosmetikhandschuh für Myo-Hände mit fein ausgearbeiteter Hautstruktur und lebensechter Farbgebung

Größen:

GRÖSSE	PASSEND FÜR	LÄNGE
01	7¼	54 cm
02	7¾	57 cm
03	8¼	58 cm

Lieferumfang:

1 Realskin Myo-Kosmetikhandschuh


Artikelnummer:

507H09 =

Größe
z. B. 01

Seite
L oder R

Farbe
z. B. 1



Verwenden Sie zur Bestimmung der Farbe den Farbchart 501Z18 (Seite 8).





PASSIVE ARMPROTHESEN

PASSIVE FINGER

Seite 44 - 48

WASSERFESTE SPORTHÄNDE

Seite 49

HÄNDE FÜR SPORT UND ALLTAG

Seite 50 - 54

PASSIVE HANDGELENKE

Seite 55 - 56

PASSIVE ELLENBOGEN FÜR SPORT UND ALLTAG

Seite 57

PASSIVE ELLENBOGEN

Seite 58 - 59

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

PASSIVE FINGER

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Selbstzug-
prothesen

Sonstiges



POINT DIGIT II PROTHESENFINGER

- Produktinfos:
- Mechanischer Prothesenfinger zur Versorgung von Teilhandamputationen
 - Finger kann passiv durch den Anwender in bis zu 11 Rasterpositionen gebeugt werden
 - Bewegliches Fingergrund-, -mittel- und -endgelenk ermöglicht anatomisches Greifen
 - Entriegelung über Entriegelungsknopf oder maximale Flexion

- Besonderheiten:
- Durch die reduzierte Größe auch für kleine Hände geeignet
 - Minimale Überlänge bei Amputationen im Fingergrundgelenk
 - Bis zu 68 kg Traglast pro Finger
 - Einhandbedienung möglich
 - Fingerspitze für Touchscreens geeignet

Material: 3D-gedruckter Edelstahl

Gewicht: 20 - 36 g (Abhängig von der Länge)

Adaption: Befestigung an einem einlaminieren Befestigungsrahmen

Längen:

- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm

Lieferumfang: 1 Point Digit II Prothesenfinger, 1 Laminierdummy, 4 Befestigungsschrauben, 4 Reserveschrauben, 6 Fingerspitzen, 1 Alkoholtuch, 1 Installationswerkzeug für Fingerspitzen

Artikelnummer: **500D11** =
Länge
z.B. 85



BEFESTIGUNGSRAHMEN

- Produktinfos:
- Zur Montage der Point Digit Prothesenfinger am Prothesenschaft
 - Vereinfacht die anatomisch korrekte Ausrichtung der Finger
 - Kann bei Bedarf gekürzt werden

Lieferumfang: 1 Befestigungsrahmen und passende Montageschrauben, 4 Laminierdummies

Artikelnummer: **500D12** =
Seite
L oder R





POINT PARTIAL

Produktinfos:	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanischer Prothesenteilfinger zur Versorgung von Fingerteilamputationen • Teilfinger kann passiv durch den Anwender in bis zu 7 Rasterpositionen gebeugt werden • Bewegliches Fingerendgelenk ermöglicht anatomisches Greifen • Entriegelung über Entriegelungsknopf oder maximale Flexion
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Durch die reduzierte Größe auch für kleine Hände geeignet • Bis zu 68 kg Traglast pro Finger • Einhandbedienung möglich • Fingerspitze für Touchscreens geeignet
Material:	3D-gedruckter Edelstahl
Gewicht:	15 - 20 g (Abhängig von der Länge)
Adaption:	Befestigung an einem einlaminieren Befestigungsrahmen
Längen:	45 mm 50 mm 55 mm
Lieferumfang:	1 Point Partial, 1 Laminierdummy, 4 Befestigungsschrauben, 4 Reserveschrauben, 6 Fingerspitzen, 1 Alkoholtuch, 1 Installationswerkzeug für Fingerspitzen
Artikelnummer:	500D15 = <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <div style="text-align: center; font-size: small;">Länge z. B. 45</div>



Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



BEFESTIGUNGSRAHMEN FÜR POINT PARTIAL

Produktinfos:	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage des Point Partial am Prothesenschaft • Vereinfacht die anatomisch korrekte Ausrichtung des Daumens • Kann bei Bedarf gekürzt werden
Längen:	45 mm 50 mm 55 mm
Lieferumfang:	1 Befestigungsrahmen und passende Montageschrauben, 1 Laminierdummy
Artikelnummer:	500D16 = <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <div style="text-align: center; font-size: small;">Länge z. B. 45</div>



PASSIVE FINGER

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Sellzug-
prothesen

Sonstiges



POINT THUMB

- Produktinfos:
- Mechanischer Prothesendaumen zur Versorgung von Daumenamputationen
 - Daumen kann passiv durch den Anwender in bis zu 11 Rasterpositionen gebeugt werden
 - Anatomische Rotation um das MCP-Gelenk
 - Entriegelung über Entriegelungsknopf oder maximale Flexion

- Besonderheiten:
- Durch die reduzierte Größe auch für kleine Hände geeignet
 - Bis zu 68 kg Traglast pro Finger
 - Einhandbedienung möglich
 - Fingerspitze für Touchscreens geeignet

Material: 3D-gedruckter Edelstahl

Gewicht: 28 - 38 g (Abhängig von der Länge)

Adaption: Befestigung an einem einlaminieren Befestigungsrahmen

Längen: **59** mm
66 mm
73 mm

Lieferumfang: 1 Point Thumb, 1 Laminierdummy,
4 Befestigungsschrauben, 4 Reserveschrauben,
6 Fingerspitzen, 1 Alkoholtuch, 1 Installationswerkzeug für
Fingerspitzen

Artikelnummer: **500D17** =
Länge
z. B. 45



BEFESTIGUNGSRAHMEN FÜR POINT THUMB

- Produktinfos:
- Zur Montage des Point Thumb am Prothesenschaft
 - Vereinfacht die anatomisch korrekte Ausrichtung des Daumens
 - Kann bei Bedarf gekürzt werden

Längen: **59** mm
66 mm
73 mm

Lieferumfang: 1 Befestigungsrahmen und passende Montageschrauben,
1 Laminierdummy

Artikelnummer: **500D18** =
Länge
z. B. 59





POINT PIVOT+

Produktinfos:	<ul style="list-style-type: none"> Mechanisches Daumen-Sattelgelenk zur Kombination mit dem Point Thumb-Prothesenfinger Der Daumen kann passiv durch den Anwender in 19 Rasterpositionen von der Oppositions- in die Lateralposition bewegt werden
Besonderheit:	Zusätzlich kann der Daumen gedreht werden um eine optimale Ausrichtung zu den übrigen Fingern zu ermöglichen
Material:	Titan/Edelstahl
Gewicht:	14,5 g
Adaption:	Befestigung an einem einlaminieren Befestigungsrahmen
Lieferumfang:	1 Point Pivot+, 1 Laminierdummy
Artikelnummer:	500D21



BEFESTIGUNGSRAHMEN FÜR POINT PIVOT+

Produktinfos:	Zur Montage des Point Pivot+ am Prothesenschaft
Lieferumfang:	1 Befestigungsrahmen und passende Montageschrauben, 1 Laminierdummy
Artikelnummer:	500D22

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

PASSIVE FINGER

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



Beispielbild: Kosmetik nicht im Lieferumfang enthalten



POINT ENDO

- Produktinfos:**
- Mechanischer Prothesenfinger zur Versorgung von Teilhandamputationen
 - Finger kann passiv durch den Anwender in bis zu 9 Rasterpositionen gebeugt werden
 - Bewegliches Fingergrund-Fingermittelgelenk ermöglicht anatomisches Greifen
 - Entriegelung über Entriegelungsknopf oder maximale Flexion

- Besonderheiten:**
- Die Prothesenfinger sind dafür ausgelegt mit einer Kosmetik getragen zu werden
 - Bis zu 67 kg Traglast pro Finger
 - Einhandbedienung möglich
 - Zum Bau von hoch funktionalen Teilhandprothesen

Material: 3D-gedruckter Titan/Edelstahl

Gewicht: 20 - 24 g (Abhängig von der Länge)

Adaption: Befestigung an einem einlamierten Befestigungsrahmen

Längen:

- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm

Lieferumfang: 1 Point Endo, 1 Laminierdummy, 4 Befestigungsschraube, 4 Reserveschrauben, 1 Alkoholtuch

Artikelnummer: 500D19 =
Länge
z. B. 80

BEFESTIGUNGSRAHMEN FÜR POINT ENDO

- Produktinfos:**
- Zur Montage der Point Endo Prothesenfinger am Prothesenschaft
 - Vereinfacht die anatomisch korrekte Ausrichtung der Finger
 - Kann bei Bedarf gekürzt werden

Lieferumfang: 1 Befestigungsrahmen und passende Montageschrauben, 4 Laminierdummies

Artikelnummer: 500D20 =
Seite
L oder R



WASSERFESTE SPORTHÄNDE



TR3

KAHUNA HAND

Produktinfo: Schwimmpaddel für den Wassersport
 Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 230 g
 Länge: 159 mm
 Farbe: Matt schwarz
 Lieferumfang: 1 Kahuna Hand
 Artikelnummer: **502L81**

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2




TR3

FREE STYLE SWIM PADDLE

Produktinfo: Schwimmpaddel für den Wassersport
 Besonderheit: Faltet sich während der Druckphase für einen niedrigen Wasserwiderstand zusammen und gewährleistet in der Zugphase einen optimalen Vortrieb
 Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 100 g
 Länge: 150 mm
 Farbe: Weiß
 Lieferumfang: 1 Free Style Swim Paddle
 Artikelnummer: **502L45**

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2



CAPP DELRIN HANDGELENK

Produktinfos:

- Handgelenk für passive Armprothesen
- Aus Kunststoff
- Friktion über Klemmschraube einstellbar
- Besonders geeignet für Schwimm- und Badeprothesen

Adaption: 1/2"-20 Innengewinde

Größen:

GRÖSSE	DURCHMESSER	GEWICHT
S	38 mm	20 g
M	44 mm	25 g
L	51 mm	30 g

Lieferumfang: 1 CAPP Delrin Handgelenk

Artikelnummer: **503B63 =**
 Größe
 z. B. S

Motion Control
 division of
Fillauer

Kosmetik-
handschuhe
 Passive
Armprothesen
 Myoelektrische
Unterarm-
prothesen
 Myoelektrische
Oberarm-
prothesen
 Seilzug-
prothesen
 Sonstiges

HÄNDE FÜR SPORT UND ALLTAG

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Selbstzug-
prothesen

Sonstiges



MULTI-D HAND

- Produktinfos:
- Mehrzweck-Griffwerkzeug mit Einspannfunktion
 - Ratschenverschluss ermöglicht ein Anpassen der Griffweite
 - Der Einspannmechanismus kann über einen Druckknopf freigegeben werden
 - Beidseitig einsetzbar
 - Einhändiges Bedienen des Ratschenverschlusses möglich

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 270 g
 Länge: 97 mm
 Griffweite: 30 - 45 mm
 Farbe: Mattschwarz

Lieferumfang: 1 Multi-D Hand

Artikelnummer: **502L63**



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2



IRON TRAINER PROTHESENHAND

- Produktinfos:
- Zum Heben und Stemmen von hohen Gewichten
 - Greift und umschließt mechanisch Griffe und Stangen
 - Gibt Sicherheit beim Halten von extremen Gewichten wie z. B. beim Bankdrücken, Hanteltraining, etc.
 - Beidseitig einsetzbar
 - Einhändiges Bedienen der Verschlussklemme möglich

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Max. Belastbarkeit: 200 kg
 Gewicht: 440 g
 Länge: 66 mm
 Griffweite: 22 - 38 mm
 Farbe: Mattschwarz

Lieferumfang: 1 Iron Trainer Prothesenhand

Artikelnummer: **502L27**



Der Einsatz der Iron Trainer Prothesenhand muss an die limitierte Stabilität der anderen Prothesenkomponenten angepasst sein.



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2

HÄNDE FÜR SPORT UND ALLTAG



BIKEHAND PIVOT

- Produktinfos:
- „Prothesenhand“ zum ambitionierten Fahrradfahren
 - Ein Gelenk ermöglicht seitliche Bewegungen
 - Für Fahrradlenker mit einem Durchmesser von ca. 25 mm
 - Beidseitig einsetzbar

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
Gewicht: 215 g
Länge: 102 mm
Farbe: Mattschwarz

Lieferumfang: 1 Bikehand Pivot

Artikelnummer: **502L18**



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2



MOUNTAINBIKE MASTER

- Produktinfos:
- „Prothesenhand“ zum Mountainbiken
 - Der flexible Polyurethan-Körper absorbiert Stöße
 - Der Mountain Bike Master wird beweglich auf eine am Lenker montierte Kugel gesteckt
 - Beidseitig einsetzbar

Besonderheit: Der Haken erleichtert das Tragen des Fahrrads

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
Gewicht: 270 g
Länge: 107 mm
Farbe: Mattschwarz

Lieferumfang: 1 Mountainbike Master, 1 Lenkerbefestigung

Artikelnummer: **502L36**



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

HÄNDE FÜR SPORT UND ALLTAG



CRITERIUM PIVOT SHORT

- Produktinfos:
- Ein Gelenk ermöglicht seitliche Bewegungen
 - Die Pivot Short eignet sich für Kinder ab 3 Jahren
 - Beidseitig einsetzbar

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 170 g
 Länge: 740 mm
 Farbe: Mattschwarz

Lieferumfang: 1 Criterium Pivot Short

Artikelnummer: **502L108**



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2



CRITERIUM PLUS

- Produktinfos:
- „Prothesenhand“ für anspruchsvolle Fahrradsportarten wie BMX, Downhill etc.
 - Mit verschiedenen Lenkerdurchmessern verwendbar
 - Beidseitig einsetzbar

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 209 g
 Länge: 104 mm
 Farbe: Mattschwarz

Lieferumfang: 1 Criterium Plus

Artikelnummer: **502L117**



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Selbstzug-
prothesen

Sonstiges

HÄNDE FÜR SPORT UND ALLTAG



HAMMERHEAD PIVOT

- Produktinfos:
- „Prothesenhand“ für verschiedene Einsatzgebiete bei denen Paddel, Schläger, etc. mit unterschiedlichen Durchmessern gehalten werden
 - Ein Gelenk ermöglicht einen flüssigen Bewegungsablauf
 - Beidseitig einsetzbar

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 383 g
 Länge: 127 mm
 Farbe: Mattschwarz

Lieferumfang: 1 Hammerhead Pivot

Artikelnummer: **502L126**



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2



HELIX HAND

- Produktinfos:
- Greifwerkzeug zum Halten von länglichen Gegenständen, z. B. Gartenwerkzeuge
 - Objekte werden in die Helix „eingewunden“ und gehalten
 - Durch das flexible Material passt sich die Helix an verschiedene Durchmesser und Oberflächenformen an

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 270 g
 Länge: 110 mm
 Innendurchmesser: 36 mm
 Farbe: Mattschwarz

Lieferumfang: 1 Helix Hand

Artikelnummer: **502L72 =**

Seite
L oder R



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

HÄNDE FÜR SPORT UND ALLTAG

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



RAPTOR SKY HOOK

- Produktinfos:
- „Prothesenhand“ zum Klettern
 - Schlanker, massiver Titanplatten-Trägerkörper, der mit einem Handgelenk-Adaptersystem aus Edelstahl verschraubt ist
 - Anwender*innen können selbst die begrenzte, „wippende“ oder schwenkende Funktion einstellen
 - Drei austauschbare Spitzen für verschiedene Einsatzgebiete
 - Beidseitig einsetzbar

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 170 g
 Länge: 8,6 cm

Lieferumfang: 1 Raptor Sky Hook Prothesenhand, 2 PU Spitzen, 1 Messing-Spitze

Artikelnummer: **502L135**



Der Einsatz des Raptor Sky Hook muss an die limitierte Stabilität der anderen Prothesenkomponenten angepasst sein.



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2



JAWS ARBEITSGREIFER

- Produktinfos:
- Arbeitsgreifer mit vier Griffkraftstufen
 - Steuerung per Seilzug oder manuell möglich
 - Snap-Off Funktion
 - Wasserfest
 - Beidseitig einsetzbar

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 440 g
 Länge: 127 mm
 Farbe: Aluminium / schwarz

Lieferumfang: 1 Jaws Arbeitsgreifer

Artikelnummer: **508B18=1**



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2

PASSIVE HANDGELENKE



WE HANDGELENK

- Produktinfos:
- Handgelenk für passive Armprothesen
 - Aus Aluminium
 - Friktion über Klemmschraube einstellbar
 - Besonders geeignet für passive Armprothesen, bei denen kein häufiges Wechseln der Prothesenhand notwendig ist

Adaption: 1/2"-20 Innengewinde

Größen:

GRÖSSE	AUFBAUHÖHE	DURCHMESSER	GEWICHT
S	19 mm	38 mm	45 g
M	22 mm	44 mm	60 g
L	22 mm	51 mm	75 g

Lieferumfang: 1 WE Handgelenk

Artikelnummer: **503B45** =
Größe
z. B. S



OMEGA HANDGELENK

- Produktinfos:
- Handgelenk für passive Armprothesen
 - Werkzeugloses Wechseln von Händen oder Werkzeugen
 - 12 Rasterpositionen
 - Ver- und Entriegeln über einen Hebel am Handgelenk

Besonderheit:

- Geeignet für Süßwasser
- Ovale Form

Adaption: 1/2"-20 Innengewinde

Größen:

GRÖSSE	AUFBAUHÖHE	LÄNGE	BREITE	GEWICHT
M	25 mm	50 mm	38 mm	65 g
L	25 mm	60 mm	45 mm	95 g

Lieferumfang: 1 Omega Handgelenk, 1 Handgelenkszapfen, 1 Friktionsring

Artikelnummer: **503B55** =
Größe
z. B. M



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2



HANDGELENKSZAPFEN

Produktinfo: Ermöglicht ein unkompliziertes Wechseln verschiedener Greifwerkzeuge

Adaption: 1/2"-20 Innengewinde

Lieferumfang: 1 Handgelenkszapfen

Artikelnummern: **9503B54=1**

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

PASSIVE HANDGELENKE



HANDGELENK MIT SCHNELLVERSCHLUSS

- Produktinfos:
- Handgelenk aus Aluminium für passive Armprothesen
 - Werkzeugloses Wechseln von Händen oder Werkzeugen
 - 12 Rasterpositionen
 - Ver- und Entriegeln über zwei Hebel am Handgelenk

Durchmesser: 40 mm
Aufbauhöhe: 25 mm

Lieferumfang: 1 Handgelenk mit Schnellverschluss

Artikelnummer: **503B09**



ERSATZTEILE



HANDPLATTE MIT ZAPFEN

- Produktinfos:
- Ermöglicht ein unkompliziertes Wechseln verschiedener Greifwerkzeuge
 - Handplatte wird auf das Außengewinde der Prothesenhand aufgeschraubt und rastet dann im Handgelenk ein

Adaption: 1/2"-20 Innengewinde
Durchmesser: 40 mm

Lieferumfang: 1 Handplatte mit Zapfen

Artikelnummern: **503B18**

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Selbstzug-
prothesen

Sonstiges

PASSIVE ELLENBOGEN FÜR SPORT UND ALLTAG



BIKE ELLENBOGENGELENK

- Produktinfos:
- Ellenbogengelenk zum Radfahren, insbesondere Mountainbiken
 - Beugewinkel über Schnellspanner stufenlos einstellbar
 - Stöße werden über den Polyurethan-Kern abgedämpft
- Adaption: Proximal und distal 1/2"-20 Außengewinde
- Gewicht: 540 g
- Länge: 99 mm
- Durchmesser: 76 mm
- Farbe: Matt schwarz
- Lieferumfang: 1 Bike Ellenbogengelenk
- Artikelnummer: **504B09**

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Frikionsring	9503B54=2

ERGÄNZUNGSTEILE



KLEMMADAPTER MIT INNENGEWINDE

- Produktinfos:
- Klemmadapter für modulare Armprothesen
 - Zum Verbinden des 20 mm Rohradapters mit dem Ellenbogen und der Hand
- Adaption: 1/2"-20 Innengewinde sowie 20 mm Rohrklemmung
- Gewicht: 20 g
- Höhe: 31 mm
- Aufbauhöhe: 19 mm
- Lieferumfang: 1 Klemmadapter mit Innengewinde
- Artikelnummer: **506B18**



Klemmadapter wird zweimal benötigt

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

PASSIVE ELLENBOGEN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



ENDOARM ELLENBOGEN

Produktinfos:

- Passiver Ellenbogen für modulare Armprothesen
- Stufenlose Einstellung der Beugung über seitlichen Druckknopf
- Mit einstellbarer Beugehilfe

Besonderheit: Beim Beugen verkürzt sich der Unterarm, wodurch die Schaumkosmetik geschont wird

Adaption: Proximal: M12 x 1,5 Innengewinde, distal: 20 mm Rohrklammung

Max. Belastbarkeit: 8 kg an der Hand

Gewicht: 130 g

Länge: 140 mm

Beugewinkel: 120°

Lieferumfang: 1 EndoArm Ellenbogen

Artikelnummer: **506B45** = Seite
L oder R

ERGÄNZUNGSTEILE

LAMINIERADAPTER



Produktinfos:

- Laminieradapter für modulare Armprothesen
- Verbindet den Prothesenschaft mit dem passiven Ellenbogengelenk oder einem Klemmadapter

Adaption: M12 x 1,5 Außengewinde

Durchmesser: 35 mm

Lieferumfang: 1 Laminieradapter

Artikelnummer: **506B09**

ROHR



Produktinfo: Rohr für modulare Armprothesen

Länge: 250 mm

Durchmesser: 20 mm

Lieferumfang: 1 Rohr

Artikelnummer: **506B36**

KLEMMADAPTER MIT AUSSENGEWINDE



Produktinfos:

- Klemmadapter für modulare Armprothesen
- Zum Verbinden des 20 mm Rohradapters zum Beispiel mit einer Prothesenhand

Adaption: M12 x 1,5 Außengewinde, proximal: 20 mm Rohrklammung

Gewicht: 25 g

Höhe: 39 mm

Aufbauhöhe: 27 mm

Lieferumfang: 1 Klemmadapter mit Außengewinde

Artikelnummer: **506B63**

PASSIVE ELLENBOGEN



ELLENBOGENSCHIENEN FÜR LANGSTÜMPFE

- Produktinfos:
- Ellenbogenschienen mit Sperre für Ellenbogen-Ex Armprothesen in Schalenbauweise
 - Sperre mit Kabelzug auf der medialen Seite
 - Inklusive laterales Mittläufergelenk
 - 7 Rasterpositionen der Sperre
 - Für mehr Stabilität ist bei Größe L eine zusätzliche dritte Schiene integriert, welche um den Stumpf herum angerichtet und einlaminiert wird

Größen:

GRÖSSE	SCHIENENBREITE	LÄNGE	GEWICHT
S	17 mm	200 mm	140 g
M	18 mm	240 mm	210 g
L	19 mm	295 mm	295 g

Lieferumfang: 1 Ellenbogenschienen für Langstümpfe, 1 Mittläufergelenk

Artikelnummer: 504D09 =
 Größe z. B. S Seite L oder R



Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

Kosmetik- handschuhe	Passive Armprothesen	Myoelektrische Unterarm- prothesen	Myoelektrische Oberarm- prothesen	Selbstzug- prothesen	Sonstiges
-------------------------	-------------------------	--	---	-------------------------	-----------



MYOELEKTRISCHE UNTERARMPROTHESEN

KOMPONENTENÜBERSICHT

Seite 62

MYO-HÄNDE

Seite 63 - 65

MYO-ARBEITSGREIFER

Seite 67 - 68

MYO-HANDGELENKE

Seite 69 - 70

MYO-AKKUS

Seite 71 - 72

MYO-ELEKTRODEN

Seite 73

GRIFFMUSTERERKENNUNG

Seite 74 - 75

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen


















Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

KOMPONENTENÜBERSICHT

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges

Myo-Hände / Myo-Arbeitsgreifer	 <p>ProHand</p>	 <p>Arbeitsgreifer ETD 1</p>	 <p>Arbeitsgreifer ETD 2</p>	 <p>ProHand mit Drehmotor</p>	 <p>ProHand Transcarpal</p>
	Myo-Handgelenke	 <p>MC ProWrist Drehmotor</p>	 <p>Kupplungseinsatz und Koaxialstecker</p>		 <p>Kupplungseinsatz und Koaxial- stecker</p>
 <p>Eingussring</p>		 <p>Eingussring</p>	 <p>Eingussring</p>		
Elektroden und Akkus		 <p>Internes Akku-Set</p>	 <p>FlexCell Akku-Set</p>		 <p>FlexCell Akku-Set</p>
	 <p>Triad Elektrodensystem</p>	 <p>Triad Elektrodensystem</p>		 <p>Element Elektrodensystem</p>	



PROHAND

- Produktinfos:
- Myoelektrische Prothesenhand mit integrierter Steuereinheit
 - Proportional steuerbare Griffgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC oder mit iOS App kabellos per Bluetooth
 - Sicherheitsentriegelung über den An- und Ausschalter

Gewicht: 480 g
 Griffweite: 110 mm
 Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
 Griffkraft: Bis zu 100 N
 Griffgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/s

Größen:

GRÖSSE		LÄNGE INKL. VERSCHLUSSAUTOMAT	HANDBREITE
1	7¼	160 mm	75 mm
2	7¾	170 mm	80 mm
3	8¼	170 mm	90 mm

Lieferumfang: 1 ProHand, 1 Einstellungssoftware

Artikelnummer: **508D09** =
 Größe Seite
 z. B. 1 L oder R



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Innenhandschuh	9508D18 = <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Größe Seite z. B. 1 L oder R

BESTELLOPTIONEN



FLEXIONSHANDGELENK

Produktinfo: Manuelle Flexion und Extension von 30° mit Arretierungsmöglichkeit

Besonderheit: Keine Überlänge im Vergleich zur normalen ProHand

Gewicht: 60 g

Größen:

GRÖSSE	PASSEND FÜR
1	ProHand, Größe 7¼
2	ProHand, Größe 7¾
3	ProHand, Größe 8¼

Lieferumfang: 1 Flexionshandgelenk

Artikelnummer: **508Z09** =
 Größe
 z. B. 1

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

MYO-HÄNDE

- Kosmetik- handschuhe
- Passive Armprothesen
- Myoelektrische Unterarm- prothesen
- Myoelektrische Oberarm- prothesen
- Selbstzug- prothesen
- Sonstiges



MULTIFLEXHANDGELENK

Produktinfos: • Manuelle Flexion und Extension von 30° mit Arretierungsmöglichkeit
 • Federnd gelagerte Ulnar- und Radiusdeviation von 30°

Besonderheit: Handgelenk kann vollständig freigeschaltet werden

Gewicht: 75 g

Lieferumfang: 1 Multiflexhandgelenk

Artikelnummer: **508Z18**



LÄNGENREDUZIERUNG

Produktinfo: Verringerung der Handlänge der ProHand für lange Unterarmstümpfe

Besonderheit: Die Hand behält alle normalen Funktionen

Größen:

GRÖSSE	PASSEND FÜR	LÄNGENREDUZIERUNG
1	ProHand, Größe 7¼	9 mm
2	ProHand, Größe 7¾	13 mm
3	ProHand, Größe 8¼	14 mm

Lieferumfang: 1 Längenreduzierung

Artikelnummer: **508Z27** = Größe z. B. 1



FLAG STEUERUNG

Produktinfos: • Erkennt gegriffene Gegenstände und reduziert automatisch die Griffkraft
 • Die Griffkraft kann per Muskelsignal stufenweise erhöht werden
 • Die FLAG Funktion kann per Muskelsignal an- oder ausgeschaltet werden
 • Ideal für Anwender mit reduziertem Gefühl für die myoelektrischen Signale

Lieferumfang: 1 FLAG Steuerung

Artikelnummer: **508Z45**



PROHAND MIT INTEGRIERTEM DREHMOTOR

- Produktinfos:**
- Myoelektrische Prothesenhand mit integriertem Drehmotor zur Pro- und Supination im Handgelenk
 - Proportional steuerbare Griff- und Drehgeschwindigkeit
 - Integrierter Drehmotor kann getrennt an- und ausgeschaltet werden
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC oder mit iOS App kabellos per Bluetooth

- Besonderheiten:**
- Kein Platz für extra Drehmotor im Prothesenschaft nötig
 - Nur ca. 18 mm mehr Aufbauhöhe im Vergleich zur normalen ProHand

- Gewicht:** 610 g
Griffweite: 110 mm
Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
Griffkraft: Bis zu 100 N
Griffgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/s
Drehzahl: 28 U/min

Größen:

	GRÖSSE	LÄNGE INKL. VERSCHLUSSAUTOMAT		HANDBREITE
1	7¼	178 mm		75 mm
2	7¾	188 mm		80 mm
3	8¼	188 mm		90 mm

Lieferumfang: 1 ProHand mit integriertem Drehmotor, Einstellungssoftware

Artikelnummer: 508D63 =
 Größe Seite
 z. B. 1 L oder R



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Innenhandschuh	9508D18 = <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Größe Seite z. B. 1 L oder R

BESTELLOPTIONEN

FLAG STEUERUNG



- Anwendung:** Erkennt gegriffene Gegenstände und reduziert automatisch die Griffkraft
- Produktinfos:**
- Die Griffkraft kann per Muskelsignal stufenweise erhöht werden
 - Die FLAG Funktion kann per Muskelsignal an- oder ausgeschaltet werden
 - Ideal für Anwender mit reduziertem Gefühl für die myoelektrischen Signale
- Lieferumfang:** 1 FLAG Steuerung
- Artikelnummer:** 508Z45

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

MYO-HÄNDE

- Kosmetik- handschuhe
- Passive Armprothesen
- Myoelektrische Unterarm- prothesen
- Myoelektrische Oberarm- prothesen
- Sellzug- prothesen
- Sonstiges



PROHAND TRANSCARPAL

- Produktinfos:**
- Myoelektrische Prothesenhand mit integrierter Steuereinheit für Handgelenksamputationen
 - Proportional steuerbare Griffgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC oder mit iOS App kabellos per Bluetooth
 - Mit Sicherheitsentriegelung
 - Geringe Aufbauhöhe
 - Wird über eine einlamierte Adapterplatte mit dem Prothesenschaft verschraubt

Besonderheit: Feinjustierung (ca. 10°) ist nach der Fertigstellung der Prothese möglich

- Gewicht:** 430 g
Griffweite: 110 mm
Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
Griffkraft: Bis zu 100 N
Griffgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/s

Größen:

	GRÖSSE	LÄNGE INKL. VERSCHLUSSAUTOMAT	HANDBREITE
1	7¼	135 mm	75 mm
2	7¾	137 mm	80 mm
3	8¼	137 mm	90 mm

Lieferumfang: 1 ProHand Transcarpal, Einstellungssoftware, 1 Verteiler, 1 Laminierplatte, 1 Laminierdummy

Artikelnummer: 508D54 =
 Größe Seite
 z. B. 1 L oder R



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Laminierplatte, Größe 7¼	9508D54=1
Laminierplatte, Größe 7¾	9508D54=2
Laminierplatte, Größe 8¼	9508D54=3
Innenhandschuh	9508D18 = <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Größe Seite z. B. 1 L oder R
Verteiler	9508D54=7

MYO-ARBEITSGREIFER



Motion Control
division of
Fillauer

ARBEITSGREIFER ETD 1

- Produktinfos:
- Myoelektrischer Arbeitsgreifer mit integrierter Steuerung
 - Proportional steuerbare Griffgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC oder mit iOS App kabellos per Bluetooth
 - Mit Sicherheitsentriegelung

Besonderheit: Ein feststehender Greifhaken zum leichteren Greifen von kleinen Gegenständen

Gewicht: 410 g
Länge: 185 mm
Griffweite: 105 mm
Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
Griffkraft: Bis zu 110 N
Griffgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/s

Lieferumfang: 1 Arbeitsgreifer ETD 1, Einstellungssoftware

Artikelnummer: **508D36** =
Seite
L oder R

BESTELLOPTIONEN



FLEXIONSHANDGELENK

Produktinfo: Ermöglicht eine manuelle Flexion und Extension von 30° im Handgelenk

Bewegungsrichtungen: 1 Flexion-Extension
2 Medial-Lateral

Gewicht: 80 g

Lieferumfang: 1 Flexionshandgelenk

Artikelnummer: **508Z36** =
Bewegungsrichtung
z. B. 1

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

MYO-ARBEITSGREIFER



Motion Control
division of
Fillauer

ARBEITSGREIFER ETD 2

- Produktinfos:
- Myoelektrischer Arbeitsgreifer mit integrierter Steuerung
 - Proportional steuerbare Griffgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC oder mit iOS App kabellos per Bluetooth
 - Mit Sicherheitsentriegelung

- Besonderheiten:
- Eine kleine Druckpelotte an den Greifhaken erleichtert das Drücken von Knöpfen und Schaltern
 - Wasserdicht nach IPX7 bis zum Handgelenksanschluss
 - Ein feststehender Greifhaken zum leichten Greifen von kleinen Gegenständen

Gewicht: 455 g
Länge: 175 mm
Griffweite: 105 mm
Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
Griffkraft: Bis zu 110 N
Griffgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/s

Lieferumfang: 1 Arbeitsgreifer ETD 2, Einstellungssoftware

Artikelnummer: **508D37** =
Seite
L oder R

BESTELLOPTIONEN



FLEXIONSHANDGELENK FÜR ETD 2

Produktinfo: Ermöglicht eine manuelle Flexion und Extension von 30° im Handgelenk

Bewegungsrichtungen: 1 Flexion-Extension
2 Medial-Lateral

Gewicht: 80 g

Lieferumfang: 1 Flexionshandgelenk

Artikelnummer: **508Z37** =
Bewegungsrichtung
z. B. 1



Motion Control
division of
Fillauer

KUPPLUNGSEINSATZ

- Produktinfos:
- Verbindet die myoelektrische Prothesenhand mit dem Prothesenschaft
 - Wird mit dem Eingussring verschraubt

Farben: **H** (Haut)
S (Schwarz)

Lieferumfang: 1 Kupplungseinsatz, 5 Befestigungsschrauben

Artikelnummer: **509B46** =
Farbe
z. B. S

ERGÄNZUNGSTEILE



EINGUSSRING

Produktinfo: Wird in den Prothesenschaft einlamiert

Länge: 40 mm
Außendurchmesser: 55 mm

Farben: **H** (Haut)
S (Schwarz)

Lieferumfang: 1 Eingussring

Artikelnummer: **509B37** = 1
Farbe
z.B. S



LAMINIERDUMMY FÜR EINGUSSRING

- Produktinfos:
- Zum Einlaminieren des Eingussrings
 - Passend für alle Größen

Lieferumfang: 1 Laminierdummy für Eingussring

Artikelnummer: **509Z27=1**



KOAXIALSTECKER

Produktinfo: Stellt die elektrische Verbindung zwischen Prothesenhand, Elektroden und Akkusystem her

Lieferumfang: 1 Koaxialstecker, 1 Sicherungsschraube, 1 Sicherungsring

Artikelnummer: **509B54**

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

MYO-HANDGELENKE

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



MC PROWRIST DREHMOTOR

- Produktinfos:
- Myoelektrischer Drehmotor für eine Pro- und Supinationsbewegung im Handgelenk
 - Kompatibel zur ProHand, zu den Arbeitsgreifern ETD1 und ETD2
 - Proportional steuerbare Drehgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC oder mit iOS App kabellos per Bluetooth

Gewicht: 170 g
 Länge: 70 mm
 Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
 Drehgeschwindigkeit: 28 U/min

Farben: Schwarz

Lieferumfang: 1 MC ProWrist Drehmotor, Einstellungssoftware

Artikelnummer: **509D18 = S**



ERGÄNZUNGSTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Garantieverlängerung MC Drehmotor für das 2. Jahr	509Z18=1
Garantieverlängerung MC Drehmotor für das 2. und 3. Jahr	509Z18=1



EINGUSSRING

Produktinfo: Wird in den Prothesenschaft einlamiert

Länge: 40 mm
 Außendurchmesser: 55 mm

Farben: **H** (Haut)
S (Schwarz)

Lieferumfang: 1 Eingussring

Artikelnummer: **509B37 = 1**
 Farbe
 z.B. S




LAMINIERDUMMY FÜR EINGUSSRING

- Produktinfos:
- Zum Einlaminieren des Eingussrings
 - Passend für alle Größen


Lieferumfang: 1 Laminierdummy für Eingussring

Artikelnummer: **509Z27=1**

1



2



INTERNES AKKU-SET

Produktinfos:

- Interner Akku für myoelektrische Prothesen
- Lithium-Ionen Akku
- Durch flache Bauweise kann der Akku in den Schaft integriert werden
- Erhältlich in zwei Abmessungen

Betriebsspannung: 7,2 V

Akkukapazität: 1150 mAh

Größen:

GRÖSSE	ABMESSUNGEN (LXBXH)
1 (lang und flach)	101 x 34 x 8 mm
2 (zweigeteilt)	54 x 34 x 10 mm und 50 x 34 x 8 mm

Lieferumfang:

1 Interner Akku, 1 Anschlusskabel, 1 Ladegerät,
1 Netzteil, 1 Ladekabel für KFZ-Zigarettenanzünder

Artikelnummer:

512B18 =
Größe
z. B. 1

Motion Control
division of
Fillauer.

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
ProControl 2 Ladegerät	9512B09=1
Netzteil für ProControl 2 Ladegerät	9512B09=2
Internes Akku Anschlusskabel	9512B09=4
Interner Akku, Gr. 1 (lang und flach)	9512B09=5
Interner Akku, Gr. 2 (zweigeteilt)	9512B09=6
Ladekabel für KFZ- Zigarettenanzünder	9512B09=7

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

MYO-AKKUS

- Kosmetik-
handschuhe
- Passive
Armprothesen
- Myoelektrische
Unterarm-
prothesen
- Myoelektrische
Oberarm-
prothesen
- Sellzug-
prothesen
- Sonstiges



Magnetische Ladebuchse mit Ladezustandsleuchte

FLEXCELL AKKU-SET

- Produktinfos:**
- Flexibler Akku für myoelektrische Prothesen
 - Lithium Polymergel Akku
 - Durch flache Bauweise können die Akkus in den Schaft integriert werden
 - Magnetischer Ladestecker mit Ladezustandsleuchte
 - Akkus können unabhängig von der Prothesenhand an- und ausgeschaltet werden
 - Es können bis zu vier Akkus zusammengeschaltet werden, um hohe Kapazitäten bis zu 2200 mAh zu erreichen
 - Anzeige der Restkapazität

Besonderheit: Durch die Flexibilität kann der Akku an die innere Form der Prothese angepasst werden

Betriebsspannung: 7,4 V

Varianten:

VARIANTE	ABMESSUNGEN PRO AKKU (LXBXH)	AKKUKAPAZITÄT
FlexCell Akku	40 x 130 x 3 mm	550 mAh (1 Akku)
		1100 mAh (2 Akkus)
		1650 mAh (3 Akkus)
		2200 mAh (4 Akkus)
FlexCell mini Akku	40 x 85 x 3 mm	660 mAh (2 Akkus)
		990 mAh (3 Akkus)
		1320 mAh (4 Akkus)

Lieferumfang: 1 - 4 FlexCell Akkus, 1 Ladegerät, 1 Akku-Anschlusskabel, 2 Rahmen für Ladebuchse

Artikelnummern: FlexCell Akku-Set

512B45 =
Anzahl Akkus
1, 2, 3 oder 4


FlexCell mini Akku-Set

512B54 =
Anzahl Akkus
2, 3 oder 4



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
FlexCell Akku (550mAh)	9512B27=1
FlexCell mini Akku (330mAh)	9512B27=2
Internes Akku Anschlusskabel	9512B27=4
Ladegerät für FlexCell Akkus hohe Kapazität (1100-2200 mAh)	9512B27=5
Ladegerät für FlexCell Akku (550-1100 mAh)	9512B27=7
2x Rahmen für Ladebuchse	9512B27=8



Motion Control
division of
Fillauer

TRIAD ELEKTRODENSYSTEM

Produktinfos:

- Elektrodensystem zur Steuerung myoelektrischer Prothesen
- Zur Messung der EMG-Muskelsignale
- Im Lieferumfang sind drei unterschiedliche Elektrodenstärken zum Anpassen des Elektrodendrucks auf die Haut enthalten

Abmessungen: 40 x 16 x 10 mm

Systeme:
1 (1-Kanal)
2 (2-Kanal)

Lieferumfang pro Kanal:
 9 Elektroden, 1 Triad Vorverstärker, 1 Elektrokabel,
 1 Triad Steckschlüssel, 1 Silikonlippe,
 1 Elektrokabelstecker, 1 Innerer Dummy,
 1 Äußerer Dummy

Artikelnummer: **513B19** =
 System
 z. B. 1

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Elektrokabel (1-Kanal)	9513B18=1
Elektrokabel (2-Kanal)	9513B18=2

ERGÄNZUNGSTEILE



DISC ELEKTRODEN-SET

Produktinfos:

- Disc Elektroden können ohne Dummy frei im Prothesenschaft platziert werden
- Die Disc Elektroden werden über ein Anschlusskabel mit dem Triad Elektrodensystem verbunden

Lieferumfang: 3 Disc Elektroden, 1 Anschlusskabel 20 cm,
 3 Befestigungsmuttern

Artikelnummer: **513Z09=1**

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Disc Elektrode (6 Stück)	9513B09=1

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen


Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

GRIFFMUSTERERKENNUNG

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



**COAPT
GEN2**

COAPT GEN2 GRIFFMUSTERERKENNUNG

- Produktinfos:**
- Griffmustererkennungssystem für myoelektrische Unterarmprothesen
 - Einstellung erfolgt kabellos per Bluetooth über eine Software am PC oder eine iOS App
 - Flache Bauweise erleichtert den Einbau in den Schaft
 - Einfache Montage der Elektroden ohne Dummies
 - Kompatibel zu i-Limb® Quantum, TASKA™ Hand, COVVI Nexus Hand, ProHand oder den Arbeitsgreifern ETD1 und ETD2 sowie dem MC Standard Drehmotor
- Besonderheiten:**
- Einfache Kalibrierung über den Kalibrier-Button oder die App
 - Intuitive Steuerung der Prothesenfunktionen
 - Proportionale Steuerung
 - Nachträgliche Kalibrierung einzelner Funktionen möglich
- Abmessungen:**
- Controller: 60,3 x 52,2 x 8,0 mm
 Kalibrier-Button: 16,9 x 26,9 x 9,6 mm
- Gewicht:** 117 g
- Lieferumfang:** 1 Controller mit Kalibrier-Button, 1 Elektroden-Anschlusskabel, 1 Prothesen-Anschlusskabel, 1 Bohrschablone und Laminierdummies, 2 Bluetooth Dongle, 17 Disc Elektroden mit Montagematerial
- Artikelnummer:** **508F09 = A**

ERGÄNZUNGSTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Garantieverlängerung COAPT Gen2 für das 3. Jahr	508Z10=1
Garantieverlängerung COAPT Gen2 für das 3. und 4. Jahr	508Z10=2
Garantieverlängerung COAPT Gen2 für das 3., 4. und 5. Jahr	508Z10=3

GRIFFMUSTERERKENNUNG

ERGÄNZUNGSTEILE



KOAXIALSTECKER, 6-POLIG

Produktinfo: Stellt die elektrische Verbindung zwischen Prothesenhand und COAPT Gen2 System her

Lieferumfang: 1 Koaxialstecker (6-polig), 1 Sicherungsschraube, 1 Sicherungsring

Artikelnummer: **509B55**



Kompatibel mit
**COAPT
GEN2**

MC STANDARD DREHMOTOR

Produktinfos:

- Myoelektrischer Drehmotor für eine Pro- und Supinationsbewegung im Handgelenk
- Kompatibel zur COAPT Gen2 und COAPT OA Gen2 Griffmustererkennung
- Proportional steuerbare Drehgeschwindigkeit
- Einstellung erfolgt über die COAPT Software

Gewicht: 170 g

Länge: 70 mm

Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V

Drehgeschwindigkeit: 28 U/min

Farben: Schwarz

Lieferumfang: 1 MC Standard Drehmotor

Artikelnummer: **509D36 = S**

Motion Control
division of
Fillauer

ERGÄNZUNGSTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Garantieverlängerung MC Drehmotor für das 2. Jahr	509Z18=1
Garantieverlängerung MC Drehmotor für das 2. und 3. Jahr	509Z18=2

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

Kosmetik- handschuhe	Passive Armprothesen	Myoelektrische Unterarm- prothesen	Myoelektrische Oberarm- prothesen	Sellzug- prothesen	Sonstiges
-------------------------	-------------------------	--	---	-----------------------	-----------



MYOELEKTRISCHE OBERARMPROTHESEN

KOMPONENTENÜBERSICHT

Seite 78

MYO-HÄNDE FÜR UTAH ARME

Seite 79 - 80

MYO-ARBEITSGREIFER FÜR UTAH ARME

Seite 81 - 82

MYO-HANDGELENKE FÜR UTAH ARME

Seite 83

UTAH ELLENBOGENGELENKE

Seite 84 - 91

GRIFFMUSTERERKENNUNG

Seite 92 - 93

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

KOMPONENTENÜBERSICHT

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges

Ellenbogengelenke	 <p>Utah Arm Hybrid</p>	 <p>Utah Arm 3</p>	 <p>Utah Arm 3+</p>
Myo-Handgelenke (Optional)	 <p>MC Standard Drehmotor</p>		
Myo-Hände / Myo-Arbeitsgreifer	 <p>MC Hand</p>	 <p>Arbeitsgreifer ETD 1 OA</p>	 <p>Arbeitsgreifer ETD 2</p>

MYO-HÄNDE FÜR UTAH ARME



MC HAND

- Produktinfos:
- Myoelektrische Prothesenhand
 - Proportional steuerbare Griffgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt über den Utah Arm mittels PC Software
 - Sicherheitsentriegelung über den An- und Ausschalter

Gewicht: 470 g
 Griffweite: 110 mm
 Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
 Griffkraft: Bis zu 100 N
 Griffgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/s

Größen:

GRÖSSE	LÄNGE INKL. VERSCHLUSSAUTOMAT	HANDBREITE
1	7¼ 160 mm	75 mm
2	7¾ 170 mm	80 mm
3	8¼ 170 mm	90 mm

Lieferumfang: 1 MC Hand, Einstellungssoftware

Artikelnummer: **508D27** =
 Größe Seite
 z. B. 1 L oder R



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Innenhandschuh	9508D18 = <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Größe Seite z. B. 1 L oder R

BESTELLOPTIONEN

FLEXIONSHANDGELENK

Produktinfo: Manuelle Flexion und Extension von 30° mit Arretierungsmöglichkeit

Besonderheit: Keine Überlänge im Vergleich zur normalen MC Hand


Gewicht: 60 g

Größen:

GRÖSSE	PASSEND FÜR
1	MC Hand, Größe 7¼
2	MC Hand, Größe 7¾
3	MC Hand, Größe 8¼

Lieferumfang: 1 Flexionshandgelenk

Artikelnummer: **508Z09** =
 Größe
 z. B. 1



Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

MYO-HÄNDE FÜR UTAH ARME

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



MULTIFLEXHANDGELENK

- Produktinfos:
- Manuelle Flexion und Extension von 30° mit Arretierungsmöglichkeit
 - Federnd gelagerte Ulnar- und Radiusdeviation von 30°
- Besonderheit: Handgelenk kann vollständig freigeschaltet werden
- Lieferumfang: 1 Multiflexhandgelenk
- Artikelnummer: **508Z18**



LÄNGENREDUZIERUNG

- Produktinfo: Verringerung der Handlänge der MC Hand
- Besonderheit: Die Hand behält alle normalen Funktionen

Größen:

GRÖSSE	PASSEND FÜR	LÄNGENREDUZIERUNG
1	MC Hand, Größe 7¼	9 mm
2	MC Hand, Größe 7¾	13 mm
3	MC Hand, Größe 8¼	14 mm

Lieferumfang: 1 Längenreduzierung

Artikelnummer: **508Z27** =
Größe
z. B. 1

MYO-ARBEITSGREIFER FÜR UTAH ARME



Motion Control
division of
Fillauer

ARBEITSGREIFER ETD 1 OA

- Produktinfos:
- Myoelektrischer Arbeitsgreifer
 - Proportional steuerbare Griffgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt parallel zur Einstellung des Ellenbogengelenks über eine Software am PC
 - Mit Sicherheitsentriegelung

Besonderheit: Ein feststehender Greifhaken zum leichteren Greifen von kleinen Gegenständen

- Gewicht: 400 g
Länge: 185 mm
Griffweite: 105 mm
Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
Griffkraft: Bis zu 110 N
Griffgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/s

Lieferumfang: 1 Arbeitsgreifer EDT1 OA, 1 Einstellungssoftware

Artikelnummer: **508D45** =
Seite
L oder R

BESTELLOPTIONEN

FLEXIONSHANDGELENK


Produktinfo: Ermöglicht eine manuelle Flexion und Extension von 30° im Handgelenk

Bewegungsrichtungen: 1 Flexion-Extension
2 Medial-Lateral

Gewicht: 80 g

Lieferumfang: 1 Flexionshandgelenk

Artikelnummer: **508Z36** =
Bewegungsrichtung
z. B. 1



Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

MYO-ARBEITSGREIFER FÜR UTAH ARME



ARBEITSGREIFER ETD 2

- Produktinfos:
- Myoelektrischer Arbeitsgreifer mit integrierter Steuerung
 - Proportional steuerbare Griffgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC oder mit iOS App per Bluetooth
 - Mit Sicherheitsentriegelung

- Besonderheiten:
- Eine kleine Druckpelotte an den Greifhaken erleichtert das Drücken von Knöpfen und Schaltern
 - Wasserdicht nach IPX7 bis zum Handgelenksanschluss
 - Ein feststehender Greifhaken zum leichteren Greifen von kleinen Gegenständen

- Gewicht: 455 g
Länge: 175 mm
Griffweite: 105 mm
Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
Griffkraft: Bis zu 110 N
Griffgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/s

Lieferumfang: 1 Arbeitsgreifer ETD 2, Einstellungssoftware

Artikelnummer: **508D37** =
Seite
L oder R



BESTELLOPTIONEN



FLEXIONSHANDGELENK FÜR ETD 2

Produktinfo: Ermöglicht eine manuelle Flexion und Extension von 30° im Handgelenk

Bewegungsrichtungen: 1 Flexion-Extension
2 Medial-Lateral

Gewicht: 80 g

Lieferumfang: 1 Flexionshandgelenk für ETD 2

Artikelnummer: **508Z37** =
Bewegungsrichtung
z. B. 1

MYO-HANDGLENKE FÜR UTAH ARME



MC STANDARD DREHMOTOR

- Produktinfos:
- Myoelektrischer Drehmotor zur Pro- und Supination der Prothesenhand bzw. des Arbeitsgreifers
 - Kompatibel mit Utah Arm Hybrid-, Utah Arm 3 und Utah Arm 3+
 - Proportional steuerbare Drehgeschwindigkeit
 - Einstellung erfolgt über den Utah Arm mittels PC Software

Gewicht: 170 g
 Länge: 70 mm
 Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
 Drehgeschwindigkeit: 28 U/min

Farben: Schwarz

Lieferumfang: 1 MC Standard Drehmotor, Einstellungssoftware

Artikelnummer: **509D27 = S**



ERGÄNZUNGSTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Garantieverlängerung MC Drehmotor für das 2. Jahr	509Z18=1
Garantieverlängerung MC Drehmotor für das 2. und 3. Jahr	509Z18=2

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

UTAH ELLENBOGENGELENKE

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



UTAH ARM HYBRID

- Produktinfos:
- Myoelektrisches Ellenbogenpassteil mit passivem Ellenbogengelenk
 - Individuell einstellbare, mechanische Beugehilfe für das Ellenbogengelenk
 - Myoelektrische Steuerung der Prothesenhand
 - Myoelektrisch steuerbare Ellenbogensperre
 - Ellenbogenbeugung wahlweise mit Beugezug oder durch Vorschwingen des Unterarms
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC
 - Umfangreiche Einstellmöglichkeiten zur optimalen Anpassung

Gewicht: 630 g
 Beugewinkel: 135°
 Unterarmlänge: 270 mm
 Hebekraft: 23 kg bei gesperrtem Gelenk

Farben: **H** (Haut)
S (Schwarz)

Lieferumfang: 1 Utah Arm Hybrid, 2 Triad Elektroden mit Elektrodenkabel, 2 Lithium-Ionen Akkus, 1 Ladegerät, 1 Eingussring, 1 Koax-Stecker, 1 Kupplungseinsatz, 1 Anschlusskabel, 1 Tragekoffer, 1 PC-Schnittstellenkabel

Artikelnummer: **510B09** =
 Farbe
 z. B. S



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Triad Elektrodensystem	513B27=1
Klemmring-Set (bestehend aus Klemmring und Friktionsring)	9510D09=7
Ladegerät	9510D09=9
Netzteil	9510D09=10
Lithium-Ionen Akku	9510D09=11
Anschlusskabel	9510D09=15
Laminiering	9510D09=16
Elektrodenkabel (2-Kanal)	9513B18=4
PC-Schnittstellenkabel	515B36

ERGÄNZUNGSTEILE

DRUCKSCHALTER-SET

- Produktinfos:
- Zum externen Sperren von Ellenbogengelenken
 - Für Anwender mit Problemen, die Ellenbogensperre über eine Kokontraktion der Muskulatur zu betätigen

Lieferumfang: 1 Druckschalter mit Anschlusskabel

Artikelnummer: **514B36**



UTAH ELLENBOGENGELENKE



TOUCH PAD

Produktinfo: Ermöglicht eine stufenlose, proportionale Steuerung der Prothese über ein Drucksignal

Farben: **H** (Haut)
S (Schwarz)

Lieferumfang: 1 Touch Pad

Artikelnummer: **513H54** =
Farbe
z. B. S



ANSCHLUSSKABEL FÜR TOUCH PAD

Produktinfo: Verfügbar als ein- oder zweikanaliges Kabel

Anzahl Kanäle: **1** Für einen Kanal
2 Für zwei Kanäle

Lieferumfang: 1 Anschlusskabel für Touch Pad

Artikelnummer: **513Z54** =
Anzahl Kanäle
z. B. 1



LINEARES POTENTIOMETER

Produktinfos:

- Zur Steuerung des Armes
- Das lineare Potentiometer reagiert auf Zugbewegung über eine Strecke von ca. 20 mm

Lieferumfang: 1 Lineares Potentiometer mit Anschlusskabel

Artikelnummer: **513H45**



DISC ELEKTRODEN-SET

Produktinfos:

- Disc Elektroden können ohne Dummy frei im Prothesenschaft platziert werden
- Die Disc Elektroden werden über ein Anschlusskabel mit dem Triad Elektrodensystem verbunden

Lieferumfang: 3 Disc Elektroden, 1 Anschlusskabel 20 cm, 3 Befestigungsmuttern

Artikelnummer: **513Z09=1**

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Disc Elektrode (6 Stück)	9513B09=1

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

UTAH ELLENBOGENGELENKE

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



UTAH ARM 3

- Produktinfos:
- Myoelektrisches Ellenbogenpassteil für Oberarmprothesen
 - Myoelektrische Steuerung der Prothesenhand und des Ellenbogengelenks
 - Myoelektrisch steuerbare Ellenbogensperre
 - Simultane oder sequentielle Steuerung möglich
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC
 - Umfangreiche Einstellmöglichkeiten zur optimalen Anpassung

Gewicht: 915 g
 Beugewinkel: 135°
 Unterarmlänge: 270 mm
 Hebekraft: 1 kg (aktive Hebekraft)
 23 kg (bei gesperrtem Gelenk)

Farben: **H** (Haut)
S (Schwarz)

Lieferumfang: 1 Utah Arm 3, 2 Triad Elektroden mit Elektrodenkabel,
 3 Lithium-Ionen Akkus, 1 Ladegerät, 1 Eingussring,
 1 Koax-Stecker, 1 Kupplungseinsatz, 1 Anschlusskabel,
 1 Tragekoffer, 1 PC-Schnittstellenkabel

Artikelnummer: **510D09** =
 Farbe
 z. B. S



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Triad Elektrodensystem	513B27=1
Klemmring-Set (bestehend aus Klemmring und Friktionsring)	9510D09=7
Ladegerät	9510D09=9
Netzteil	9510D09=10
Lithium-Ionen Akku	9510D09=11
Anschlusskabel	9510D09=15
Laminiererring	9510D09=16
Elektrodenkabel (2-Kanal)	9513B18=4
PC-Schnittstellenkabel	515B36

BESTELLOPTIONEN

MODIFIKATION FÜR MULTIARTIKULIERENDE HÄNDE



Anwendungsbeispiel:
 TASKA™ Hand und Utah Arm 3

- Produktinfos:
- Ermöglicht den Anschluss einer multiartikulierenden Prothesenhand an den Utah Arm 3
 - Zusätzlicher Anschluss für den Akku der Prothesenhand
- Lieferumfang: 1 Modifikation für multiartikulierende Hände
- Artikelnummer: **9510D18**

UTAH ELLENBOGENGELENKE

ERGÄNZUNGSTEILE



DRUCKSCHALTER-SET

- Produktinfos:
- Zum externen Sperren von Ellenbogengelenken
 - Für Anwender mit Problemen, die Ellenbogensperre über eine Kokontraktion der Muskulatur zu betätigen

Lieferumfang: 1 Druckschalter mit Anschlusskabel

Artikelnummer: **514B36**



TOUCH PAD

Produktinfo: Ermöglicht eine stufenlose, proportionale Steuerung der Prothese über ein Drucksignal

Farben: **H** (Haut)
S (Schwarz)

Lieferumfang: 1 Touch Pad

Artikelnummer: **513H54** =
Farbe
z. B. S



ANSCHLUSSKABEL FÜR TOUCH PAD

Produktinfo: Verfügbar als ein- oder zweikanaliges Kabel

Anzahl Kanäle: **1** Für einen Kanal
2 Für zwei Kanäle

Lieferumfang: 1 Anschlusskabel für Touch Pad

Artikelnummer: **513Z54** =
Anzahl Kanäle
z. B. 1



LINEARES POTENTIOMETER

- Produktinfos:
- Zur Steuerung des Armes
 - Das lineare Potentiometer reagiert auf Zugbewegung über eine Strecke von ca. 20 mm

Lieferumfang: 1 Lineares Potentiometer mit Anschlusskabel

Artikelnummer: **513H45**

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

UTAH ELLENBOGENGELLENKE

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



DISC ELEKTRODEN-SET

- Produktinfos:
- Disc Elektroden können ohne Dummy frei im Prothesenschaft platziert werden
 - Die Disc Elektroden werden über ein Anschlusskabel mit dem Triad Elektrodensystem verbunden

Lieferumfang: 3 Disc Elektroden, 1 Anschlusskabel 20 cm,
3 Befestigungsmuttern

Artikelnummer: **513Z09=1**

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Disc Elektrode (6 Stück)	9513B09=1

UTAH ELLENBOGENGELENKE



UTAH ARM 3+

- Anwendung:** Myoelektrisches Ellenbogenpassteil für Oberarmprothesen
- Produktinfos:**
- Myoelektrische Steuerung der Prothesenhand und des Ellenbogengelenks
 - Myoelektrisch steuerbare Ellenbogensperre
 - Simultane oder sequentielle Steuerung möglich
 - Einstellung erfolgt über eine Software am PC
 - Umfangreiche Einstellmöglichkeiten zur optimalen Anpassung
- Besonderheiten:**
- Stufenlose Ellenbogenbremse
 - Geräuschloses Freischwingen beim Gehen
- Gewicht:** 915 g
- Beugewinkel:** 135°
- Unterarmlänge:** 270 mm
- Hebekraft:** 1 kg (aktive Hebekraft)
23 kg (bei gesperrtem Gelenk)
- Farben:** **H** (Haut)
S (Schwarz)
- Lieferumfang:** 1 Utah Arm 3+, 2 Triad Elektroden mit Elektrodenkabel, 3 Lithium-Ionen Akkus, 1 Ladegerät, 1 Eingussring, 1 Koax-Stecker, 1 Kupplungseinsatz, 1 Anschlusskabel, 1 Tragekoffer, 1 PC-Schnittstellenkabel
- Artikelnummer:** **510D18** =
Farbe
z. B. S



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Triad Elektrodensystem	513B27=1
Klemmring-Set (bestehend aus Klemmring und Friktionsring)	9510D09=7
Ladegerät	9510D09=9
Netzteil	9510D09=10
Lithium-Ionen Akku	9510D09=11
Anschlusskabel	9510D09=15
Laminiering	9510D09=16
Elektrodenkabel (2-Kanal)	9513B18=4
PC-Schnittstellenkabel	515B36

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges

UTAH ELLENBOGENGELENKE

Kosmetik- handschuh
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges

BESTELLOPTIONEN



Anwendungsbeispiel:
TASKA™ Hand und Utah Arm 3+

MODIFIKATION FÜR MULTIARTIKULIERENDE HÄNDE

- Produktinfos:
- Ermöglicht den Anschluss einer multiartikulierenden Prothesenhand an den Utah Arm 3
 - Zusätzlicher Anschluss für den Akku der Prothesenhand

Lieferumfang: 1 Modifikation für multiartikulierende Hände

Artikelnummer: **9510D18**



COAPT MODIFIKATION FÜR UTAH ARM 3+

Produktinfo: Ermöglicht den Anschluss des COAPT OA Gen2 Systems an den Utah Arm 3+

Lieferumfang: 1 COAPT Modifikation für Utah Arm 3+

Artikelnummer: **9510D18=1**

ERGÄNZUNGSTEILE




DRUCKSCHALTER-SET

- Produktinfos:
- Zum externen Sperren von Ellenbogengelenken
 - Für Anwender mit Problemen, die Ellenbogensperre über eine Kokontraktion der Muskulatur zu betätigen

Lieferumfang: 1 Druckschalter mit Anschlusskabel

Artikelnummer: **514B36**




TOUCH PAD

Produktinfo: Ermöglicht eine stufenlose, proportionale Steuerung der Prothese über ein Drucksignal

Farben: **H** (Haut)
S (Schwarz)

Lieferumfang: 1 Touch Pad

Artikelnummer: **513H54 =**
Farbe
z. B. S



ANSCHLUSSKABEL FÜR TOUCH PAD

Produktinfo: Verfügbar als ein- oder zweikanaliges Kabel

Anzahl Kanäle: **1** Für einen Kanal
2 Für zwei Kanäle

Lieferumfang: 1 Anschlusskabel für Touch Pad

Artikelnummer: **513Z54 =**
Anzahl Kanäle
z. B. 1

UTAH ELLENBOGENGELENKE



LINEARES POTENTIOMETER

- Produktinfos:
- Zur Steuerung des Armes
 - Das lineare Potentiometer reagiert auf Zugsbewegung über eine Strecke von ca. 20 mm

Lieferumfang: 1 Lineares Potentiometer mit Anschlusskabel

Artikelnummer: **513H45**

Kosmetik-
handschuhe


Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges



PC-SCHNITTSTELLENKABEL

- Produktinfos:
- Notwendig zur Einstellung von Utah-Ellenbogengelenken am PC mittels Einstellungssoftware
 - Verbindet den PC mit einem Ellenbogengelenk

- Kompatibilitäten:
- ProHand und Arbeitsgreifer ETD 1 und ETD 2
 - Utah Arm Hybrid, Utah Arm 3, Utah Arm 3+

Lieferumfang: 1 PC-Schnittstellenkabel, 1 Einstellungssoftware

Artikelnummer: **515B36**



DISC ELEKTRODEN-SET

- Produktinfos:
- Disc Elektroden können ohne Dummy frei im Prothesenschaft platziert werden
 - Die Disc Elektroden werden über ein Anschlusskabel mit dem Triad Elektrodensystem verbunden

Lieferumfang: 3 Disc Elektroden, 1 Anschlusskabel 20 cm,
3 Befestigungsmuttern


Artikelnummer: **513Z09=1**

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Disc Elektrode (6 Stück)	9513B09=1

GRIFFMUSTERERKENNUNG

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Sellzug- prothesen
Sonstiges



COAPT OA GEN2 GRIFFMUSTERERKENNUNG

- Produktinfos:**
- Griffmustererkennungssystem für myoelektrische Oberarmprothesen
 - Einstellung erfolgt kabellos per Bluetooth über eine Software am PC oder eine iOS App
 - Flache Bauweise erleichtert den Einbau in den Schaft
 - Einfache Montage der Elektroden ohne Dummies
 - Kompatibel zum Utah Arm 3+ oder Espire™ Pro Ellenbogen mit i-Limb® Quantum, TASKA™ Hand, COVVI Nexus Hand, ProHand oder den Arbeitsgreifern ETD1 und ETD2 sowie dem MC Standard Drehmotor

- Besonderheiten:**
- Einfache Kalibrierung über den Kalibrier-Button oder die App
 - Intuitive Steuerung der Prothesenfunktionen
 - Proportionale Steuerung
 - Nachträgliche Kalibrierung einzelner Funktionen möglich

Abmessungen: Controller: 60,3 x 52,2 x 8,0 mm
Kalibrier-Button: 16,9 x 26,9 x 9,6 mm

Gewicht: 117 g


Lieferumfang: 1 Controller mit Kalibrier-Button, 1 Elektroden-Anschlusskabel, 1 Prothesen-Anschlusskabel, 1 Bohrschablone und Laminierdummies, 2 Bluetooth Dongle, 17 Disc Elektroden mit Montagematerial

Artikelnummer: COAPT OA Gen2 Griffmustererkennung für die Verwendung mit Utah Arm 3+

508F10

COAPT OA Gen2 Griffmustererkennung für die Verwendung mit Espire™ Ellenbogen

508F12



Für die Bestellung des Espire™ Ellenbogen mit COAPT OA Gen2 Griffmustererkennung wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder an unseren Kundenservice.

ERGÄNZUNGSTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Garantieverlängerung COAPT Gen2 für das 3. Jahr	508Z10=1
Garantieverlängerung COAPT Gen2 für das 3. und 4. Jahr	508Z10=2
Garantieverlängerung COAPT Gen2 für das 3., 4. und 5. Jahr	508Z10=3

GRIFFMUSTERERKENNUNG

ERGÄNZUNGSTEILE



COAPT MODIFIKATION FÜR UTAH ARM 3+

Produktinfo: Ermöglicht den Anschluss des COAPT OA Gen2 Systems an den Utah Arm 3+

Lieferumfang: 1 COAPT Modifikation für Utah Arm 3+

Artikelnummer: **9510D18=1**



KOAXIALSTECKER, 6-POLIG

Produktinfo: Stellt die elektrische Verbindung zwischen Prothesenhand und COAPT Gen2 System her

Lieferumfang: 1 Koaxialstecker (6-polig), 1 Sicherungsschraube, 1 Sicherungsring

Artikelnummer: **509B55**



Kompatibel mit
**COAPT
GEN2**

MC STANDARD DREHMOTOR

Produktinfos:

- Myoelektrischer Drehmotor für eine Pro- und Supinationsbewegung im Handgelenk
- Kompatibel zur COAPT Gen2 und COAPT OA Gen2 Griffmustererkennung
- Proportional steuerbare Drehgeschwindigkeit
- Einstellung erfolgt über die COAPT Software

Gewicht: 170 g
Länge: 70 mm
Betriebsspannung: Bis zu 7,4 V
Drehgeschwindigkeit: 28 U/min

Farben: Schwarz

Lieferumfang: 1 MC Standard Drehmotor

Artikelnummer: **509D36 = S**

Motion Control
division of
Fillauer

ERGÄNZUNGSTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Garantieverlängerung MC Drehmotor für das 2. Jahr	509Z18=1
Garantieverlängerung MC Drehmotor für das 2. und 3. Jahr	509Z18=2

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

Kosmetik- handschuhe	Passive Armprothesen	Myoelektrische Unterarm- prothesen	Myoelektrische Oberarm- prothesen	Sellzug- prothesen	Sonstiges
-------------------------	-------------------------	--	---	-----------------------	-----------



SEILZUGPROTHESEN

HÄNDE FÜR SEILZUGPROTHESEN

Seite 96

BAUTEILE FÜR SEILZUGPROTHESEN

Seite 97 - 99

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

HÄNDE FÜR SEILZUGPROTHESEN

Kosmetik- handschuhe
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



JAWS ARBEITSGREIFER

- Produktinfos:
- Arbeitsgreifer mit vier Griffkraftstufen
 - Steuerung per Seilzug oder manuell möglich
 - Snap-Off Funktion
 - Wasserfest
 - Beidseitig einsetzbar

Adaption: 1/2"-20 Außengewinde
 Gewicht: 440 g
 Länge: 127 mm
 Farbe: Aluminium / schwarz

Lieferumfang: 1 Jaws Arbeitsgreifer

Artikelnummer: **508B18=1**



ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ART. NR.
Friktionsring	9503B54=2

BAUTEILE FÜR SEILZUGPROTHESEN



BINARY SWIFEL

- Produktinfos:
- Verbindet das Python Kabel über eine Kugel mit einer Kugelaufnahme
 - Für eine lösbare Kabelverbindung

Menge: 4 Stück pro Pack

Maße:	KABELAUFNAHME	DURCHMESSER KUGEL
	1/16"	7,1 mm

Lieferumfang: 1 Pack

Artikelnummer: **508B27=1**



TRIPLE SWIFEL

- Produktinfos:
- Verbindet das Python Kabel über eine Kugel mit einer Kugelaufnahme
 - Für eine lösbare Kabelverbindung
 - Höhere Flexibilität durch ein zusätzliches zweites Gelenk

Menge: 4 Stück pro Pack

Maße:	KABELAUFNAHME	DURCHMESSER KUGEL
	1/16"	7,1 mm

Lieferumfang: 1 Pack

Artikelnummer: **508B27=2**



KUGELAUFNAHME FÜR 7,1 MM KUGEL

- Produktinfos:
- Verbindet das Python Kabel über eine Kugelaufnahme mit einer Kugel
 - Für eine lösbare Kabelverbindung

Menge: 4 Stück pro Pack

Maße:	KABELAUFNAHME	KUGELAUFNAHME
	1/16"	7,1 mm

Lieferumfang: 1 Pack

Artikelnummer: **508B27=3**



ADAPTER BINARY / TRIPLE SWIFEL ZU GREIFER

- Produktinfos:
- Verbindet einen Binary- oder Triple Swifel mit 7,1 mm Kugel mit einem Arbeitsgreifer
 - Für eine lösbare Kabelverbindung

Lieferumfang: 1 Adapter Binary / Triple Swifel zu Greifer

Artikelnummer: **508B27=4**

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

BAUTEILE FÜR SEILZUGPROTHESEN

Kosmetik- handschuh
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Seilzug- prothesen
Sonstiges



PYTHON KABEL

Produktinfos: Stahlkabel für Seilzugprothesen
Durchmesser: 1/16"
Länge: 7,6 m pro Rolle
Lieferumfang: 1 Rolle
Artikelnummer: **508B27=5**



KABELHÜLLE FÜR PYTHON KABEL

Produktinfos: Kabelhülle zur Führung des Python-Kabels
Länge: 7,5 m pro Rolle
Maße:

INNENDURCHMESSER	AUSSENDURCHMESSER
4,2 mm	4,7 mm

Lieferumfang: 1 Rolle
Artikelnummer: **508B27=6**



TEFLONHÜLLE FÜR PYTHON KABEL

Produktinfos: Die Teflonhülle verringert die Reibungskräfte des Python-Kabels an der Kabelhülle
Länge: 7,5 m pro Rolle
Maße:

INNENDURCHMESSER	AUSSENDURCHMESSER
1,7 mm	2,5 mm

Lieferumfang: 1 Rolle
Artikelnummer: **508B27=7**



ENDHÜLSE FÜR KABELHÜLLE

Produktinfos: Verhindert das Ausfransen der Kabelhülle
Menge: 4 Stück pro Pack
Lieferumfang: 1 Pack
Artikelnummer: **508B27=8**



BEFESTIGUNG FÜR KABELHÜLLE

Produktinfos: Zum Befestigen der Kabelhülle auf dem Prothesenschaft
Menge: 4 Stück pro Pack
Lieferumfang: 1 Pack
Artikelnummer: **508B27=9**

BAUTEILE FÜR SEILZUGPROTHESEN



BASISPLATTE FÜR KABELBEFESTIGUNG

Produktinfos: Zum Befestigen der Kabelhülle auf dem Prothesenschaft
Menge: 4 Stück pro Pack
Lieferumfang: 1 Pack
Artikelnummer: **508B27=10**



GURTSCHLAUFE FÜR PYTHON KABEL

Produktinfos: Zum Befestigen des Python Kabel an einer Zugbandage
Menge: 4 Stück pro Pack
Maße:

	KABELAUFNAHME	GURTBREITE
	1/16"	20 mm

Lieferumfang: 1 Pack
Artikelnummer: **508B27=11**




ELF STRAP FÜHRUNG

Produktinfos: Führt die Kabelhülle um das Ellenbogengelenk und verhindert so Druck auf den Arm
Farbe: schwarz
Maße:

	BREITE	LÄNGE
	1,9 - 2,4 cm	16,5 cm

Lieferumfang: 1 ELF Strap Führung
Artikelnummer: **508B27=12**



WERKZEUG ZUM VERPRESSEN

Produktinfos: Für sichere Quetschverbindungen von 3/64", 1/16" und 3/32" Kabeln
Lieferumfang: 1 Werkzeug zum Verpressen, 2 Pressprofileinsätze 3/64", 2 Pressprofileinsätze 1/16", 2 Pressprofileinsätze 3/32"
Artikelnummer: **508B27=13**

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

Kosmetik- handschuhe	Passive Armprothesen	Myoelektrische Unterarm- prothesen	Myoelektrische Oberarm- prothesen	Seilzug- prothesen	Sonstiges
-------------------------	-------------------------	--	---	-----------------------	-----------

SONSTIGES

LINER

Seite 102

MESSGERÄTE

Seite 103



Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges

LINER

Kosmetik- handschuh
Passive Armprothesen
Myoelektrische Unterarm- prothesen
Myoelektrische Oberarm- prothesen
Selbstzug- prothesen
Sonstiges



SILIKON-MASSLINER

Produktinfo: Anfertigung nach Maßblatt und Gipsabdruck

Material: „Medical grade“ Silikon

Außengewebe: Textilbezug

Wandstärke: 1,5 mm

Matrix: Nicht vorhanden

Shorehärte 00: 60°

Varianten:

- Ohne Anschluss
- Mit M10 Pinanschluss
- Mit Bandanschluss

Lieferumfang: 1 Silikon-Maßliner

Artikelnummern: Ohne Anschluss

516B09

Mit M10 Pinanschluss

516B18

Mit Bandanschluss

516B27



Sie benötigen zur Maßnahme zwingend eine spezielle Linerlehre. Diese können Sie bei uns ausleihen.



Motion Control
division of
Fillauer

MYOLAB II

Produktinfos:

- Messgerät zum Erfassen von myoelektrischen Muskelsignalen
- Hilft bei der Bestimmung der optimalen Elektrodenposition im Schaft
- Stufenlose Einstellung der Signalverstärkung pro Kanal
- Intensität des Muskelsignals wird analog mittels Zeigerinstrument angezeigt

Messung:

2 Kanäle

Lieferumfang:

1 Myolab II

Artikelnummer:

580B09

Kosmetik-
handschuhe

Passive
Armprothesen

Myoelektrische
Unterarm-
prothesen

Myoelektrische
Oberarm-
prothesen

Seilzug-
prothesen

Sonstiges



Gundelfinger Straße 6
90451 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 64 339 - 10

Fax: +49 (0)911 64 922 - 53

E-Mail: info@ortho-reha-neuhof.de

www.ortho-reha-neuhof.de

We innovate
to mobilize